

Chirol Ultra

EN – INTENDED USE:

Chirol Ultra is a liquid cleaning solution that is intended to help remove soiling from metallic surfaces.

CAUTION:

To be used in the unclean side of the CSSD only.
Wear protective gloves.
May cause an allergic skin reaction.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Shake well before use.
2. Apply with dry cloth or brush and rub on the surface.
3. Rinse with water after pre-cleaning and wash the instruments in the washer-disinfector.
4. Consult the instrument manufacturer's IFU for instrument reprocessing information.

DISPOSAL:

For proper disposal please empty product completely and dispose after use according to facility protocol.

Chirol Ultra

DE - VERWENDUNGSZWECK:

Chirol Ultra ist eine flüssige Reinigungslösung, die zur Entfernung von Verunreinigungen auf metallischen Oberflächen eingesetzt wird.

ACHTUNG:

Zur Anwendung auf der unreinen Seite der ZSVA.
Schutzhandschuhe tragen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste auftragen und verreiben.
3. Nach der Vorreinigung die Instrumente abspülen und im RDG waschen.
4. Informationen zur Aufbereitung des Instruments finden Sie auf der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

ENTSORGUNG:

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung entleeren Sie das Produkt bitte vollständig und entsorgen Sie es nach Gebrauch gemäß dem Betriebsprotokoll.

Chirol Ultra

FR - UTILISATION PRÉVUE :

Chirol Ultra est une solution de nettoyage liquide destinée à aider à éliminer les salissures des surfaces métalliques.

ATTENTION :

À utiliser uniquement au sein de la zone non propre du CSSD.
Porter des gants de protection.
Peut provoquer une réaction cutanée allergique.
Nocif pour la faune aquatique avec des effets à long terme.

MODE D'EMPLOI :

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Appliquer avec un chiffon sec ou une brosse et frotter à la surface.
3. Rincer à l'eau après le pré-nettoyage et laver les instruments dans le laveur-désinfecteur.
4. Consulter le mode d'emploi du fabricant de l'instrument pour obtenir les informations relatives au retraitement des instruments.

ÉLIMINATION :

Pour une élimination adéquate, vider complètement le produit et éliminer après utilisation conformément au protocole de l'établissement.

NL - BEOOGD GEBRUIK:

Chirol Ultra is een vloeibare reinigingsoplossing die bedoeld is om vuil te verwijderen van metalen oppervlakken.

LET OP:

Alleen voor gebruik aan de onreine kant van de afdeling voor centrale steriele diensten.
Draag beschermende handschoenen.
Kan een allergische reactie van de huid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Breng aan met een droge doek of borstel en wrijf op het oppervlak.
3. Spoel met water na het voorreinigen en was de instrumenten in de reinigings-/desinfectiemachine.
4. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het instrument voor informatie over herverwerking.

WEGGOOIEN:

Voor een correcte verwijdering dient u het product volledig te legen en na gebruik af te voeren volgens het protocol van de instelling.

Chirol Ultra

IT – USO PREVISTO:

Chirol Ultra è una soluzione detergente liquida per facilitare la rimozione dello sporco da superfici metalliche.

ATTENZIONE:

Da utilizzare solo nella parte non sterile della centrale di sterilizzazione.
Indossare guanti protettivi.
Può causare reazioni allergiche cutanee.
Dannoso per la vita acquatica con effetti a lungo termine.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Applicare con un panno asciutto o una spazzola e strofinare sulla superficie.
3. Sciacquare con acqua dopo la pulizia preliminare e lavare gli strumenti nel dispositivo di lavaggio/disinfezione.
4. Consultare le istruzioni per l'uso del produttore dello strumento per informazioni sul ritrattamento dello strumento.

SMALTIMENTO:

Per un corretto smaltimento, svuotare completamente il prodotto e smaltire dopo l'uso secondo il protocollo del centro.

Chirol Ultra

PT -USO PREVISTO:

O Chirol Ultra é uma solução de limpeza líquida que se destina a ajudar a remover a sujidade de superfícies metálicas.

ATENÇÃO:

Para ser utilizado apenas no lado de contaminados do CSSD.
Usar luvas protetoras.
Pode provocar uma reação alérgica cutânea
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Agite bem antes de usar.
2. Aplicar com um pano seco ou escova e esfregar a superfície.
3. Enxaguar com água após a pré-limpeza e lavar os instrumentos no dispositivo de lavagem/desinfecção.
4. Consultar as Instruções de utilização do fabricante do instrumento para obter informações sobre reprocessamento do instrumento.

ELIMINAÇÃO:

Para uma eliminação adequada, esvaziar completamente o produto e eliminá-lo após a sua utilização de acordo com o protocolo da instituição.

