

NEU

Cleanfinity Filter

Der reinigbare Zentralfilter


Die Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten nimmt in der Praxis einen immer höheren Stellenwert ein. Der Schutz der Instrumente erfordert besonders bei englumigen Hohlkörpern z. B. von Hand- und Winkelstücken oder Endoskopien eine zuverlässige Feinfiltration der Waschflotte.

Entdecken Sie die Vorteile des neuen Cleanfinity Filters für MELAtherm® 10:



Sicher.

Die **innovative Kontrollanzeige** der Injektorschleife überprüft den Durchfluss und die Filterleistung nach jedem Aufbereitungszyklus. Wenn der Stift der Kontrollanzeige nicht auslöst, muss der Filter gereinigt werden.



Nachhaltig.

Reduzieren Sie den Praxisabfall: Im Vergleich zu anderen Filterlösungen erfolgt die Reinigung schnell und einfach mit einer mitgelieferten Bürste. Das **robuste Filtermaterial** sichert eine Langlebigkeit auch bei häufigen Reinigungszyklen.



Wirtschaftlich.

Der Einsatz des Cleanfinity Filters amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit. Die MELAG Qualität in Verbindung mit dem Aufbereitungsprozess des Filters verursacht **keine Folgekosten**.




Einfach.

Der Cleanfinity Filter deckt alle Anschlüsse der Injektorschleife ab: **Unabhängig von der Anzahl und Konfiguration der Adapter**. Die aufwendige Filterung in jedem Adapter entfällt.

Produktübersicht: Cleanfinity Filter

Das neue Zubehör für MELAtherm® 10



Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter (inkl. Reinigungsbürste)

Der Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter ist im Auslieferungszustand mit 11 Verschlusschrauben ausgestattet. Diese können durch entsprechende Adapter ersetzt werden.

Empfehlung bei Neuanschaffung eines MELAtherm® 10:

Art.-Nr. 84610 **Listenpreis: 949 €**




Umrüstsatz Injektorschiene mit Cleanfinity Filter (inkl. Reinigungsbürste)

Der Austausch der Injektorschiene erfolgt schnell und einfach mit Hilfe des Umrüstsatzes. Die vorhandenen Adapter können problemlos weiterverwendet werden.

Empfehlung bei vorhandenem Basiskorb ohne Zentralfilter (Art.-Nr. 00200, 00197):

Art.-Nr. 84620 **Listenpreis: 549 €**



Cleanfinity Filter (inkl. Reinigungsbürste)

Sichern Sie sich jetzt noch wirtschaftlichere Aufbereitungsprozesse. Der weiße Kunststoff-Zentralfilter wird direkt gegen den reinigbaren Cleanfinity Filter ausgetauscht.

Empfehlung bei vorhandenem Basiskorb mit Zentralfilter (Art.-Nr. 80440):

Art.-Nr. 84630 **Listenpreis: 279 €**



Reinigungsbürste

Die Reinigungsbürste ist bereits im Lieferumfang aller neuen Zentralfilter-Artikel enthalten. Dieser Artikel wird also nur benötigt, wenn Sie die vorhandene Reinigungsbürste ersetzen möchten.

Art.-Nr. 84640 **Listenpreis: 19 €**



Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene