



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Nutzmaß:</b>	627 × 343 × 715 – 1200 mm
<b>Bereifung:</b>	antistatisch
<b>Vierkantrrohr Oberbau:</b>	25 × 10 mm
<b>Höhenverstellbereich:</b>	715 - 1200 mm
<b>Vierkantrrohr Fahrwerk:</b>	40 × 20 mm
<b>Nutzlast:</b>	10
<b>Rollenausstattung:</b>	4 Lenkrollen, 2 m. Feststeller, ∅ 75
<b>Hauptbauweise:</b>	offen
<b>Ausführung:</b>	höhenverstellbar (manuell)
<b>Gewicht:</b>	6.003 kg
<b>Breite:</b>	627 mm
<b>Tiefe:</b>	400 mm
<b>Höhe:</b>	715 mm

Höhenverstellbarer Zureichtisch zur Aufnahme einer lose eingehängten Ablagefläche.

Tisch in fahrbarer, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Stabile Konstruktion, im Oberbau aus fugenlos verarbeitetem Vierkantrrohrrahmen als Schiebegriff sowie zum Einhängen einer separaten Ablage. Kompletter Oberbau manuell höhenverstellbar mittels stufenloser Hubsäule mit Feststell-Drehgriff auf einem Fahrwerk aus Vierkantrrohr. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ∅ 75 mm, mit Rückenlochbefestigung, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Doppelkugellager und Fadenschutz, elektrisch leitfähig (antistatisch), Abmessungen entsprechend DIN 18867-8.