



LEISTUNG: Ca. 1 Liter demineralisiertes Wasser pro Minute

ABMESSUNGEN: 390 x 455 x 145 mm (B x H x T)

GEWICHT: 8,8 Kg (bei vollen Kartuschen)

Der Aquafilter wird zusammen mit umfangreichem Zubehör zur einfachen Verbindung zwischen Festwassernetz und Autoklav geliefert.

DART



Aquafilter  
E9 ZUBEHÖR

EURONDA

EURONDA Deutschland GmbH - 48341 Altenberge - Tel. 02505 9389-0 - Fax 02505 9389-29 - info@euronda.de - www.euronda.de

EURONDA

Der Aquafilter versorgt Autoklaven automatisch mit demineralisiertem Wasser für die Sterilisation.

Zwischen Festwassernetz und Autoklav angeschlossen bereitet der Aquafilter das Wasser auf und leitet es an das Sterilisationsgerät weiter.

Der Filter arbeitet nach dem Ionen-Austauschprinzip. Mischbettharze neutralisieren Ionen, die zu Verunreinigungen am Gerät und am Sterilgut führen. Sind die Filterpatronen verbraucht, signalisiert eine Kontrollleuchte den fälligen Austausch. Das gewährleistet immer optimale Wasserqualität.

Der Aquafilter eignet sich sowohl als Standgerät, als auch zur Wandmontage. Normenkonforme Wasseraufbereitung mit dem Aquafilter vereinfacht die Sterilisation und verlängert die Lebensdauer Ihres Autoklaven.



## VORTEILE DES AQUAFILTER

- UNIVERSALGERÄT ZUR WASSERAUFBEREITUNG FÜR AUTOKLAVEN.
- VERSORGT ZWEI E9 AUTOKLAVEN AUTOMATISCH MIT DEMINERALISIERTEM WASSER.
- FÜR DEN ANSCHLUSS AN AUTOKLAVEN ANDERER HERSTELLER GEEIGNET.
- MANUELLE WASSERENTNAHME AUF KNOPFD RUCK.
- EINFACHE INSTALLATION.
- ZUR WANDMONTAGE ODER ALS STANDGERÄT EINSETZBAR.
- SCHNELLER WECHSEL DER FILTERKARTUSCHEN.
- SIGNALLEUCHE ZUR ANZEIGE DES KARTUSCHENWECHSELS.