

OP-Auftritt 2-stufig

Artikel-Nr.: 7500297 | OP-A 600/680/220-440

HUPFER
we make work flow

Technische Daten



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Nutzmaß:	600 × 680 mm
Stärke Trittplächen:	1,5 mm
Abkantung Trittplächen:	30 mm
Vierkantrohr Unterbau:	25 × 25 mm
Nutzlast:	150 kg
Hauptbauweise:	offen
Ausführung:	2-stufig
Gewicht:	11.62 kg
Breite:	600 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	440 mm

OP-Auftritt aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise mit zwei rutschfesten Trittplächen und offenem Unterbau.

Stabile Konstruktion aus Vierkantrohren auf elektrisch leitfähigen, rutschhemmenden Standfüßen und Auftritt mit geriffelten Oberflächen und allseitigen Abkantungen. Trittplächen gemäß DIN EN 14183 fest mit dem Rohrrahmengestell verbunden.