

Praxisfragebogen diosMP

Kontaktdaten

Datum Angebot Nr. bitte freilassen dios-MA bitte freilassen

Praxisdaten

Praxis Name Vorname Titel
Straße PLZ Ort Website
Telefon Fax E-Mail
Ansprechpartner/in für Hygiene/Sterilgutaufbereitung: Name Vorname

Anzahl der Mitarbeiter Zahl der Behandlungsräume

Depot Depot-MA Telefon E-Mail
EDV-Fa. Telefon E-Mail

Tätigkeitsschwerpunkt

- Nicht invasiv, z.B. ausschließlich KFO
- Konservierend und minimal invasiv
- Konservierend und chirurgisch
- Oralchirurgie, MKG und/oder Implantologie

Ausstattung Steri-Raum

Steri-Raum
Desinfektor (Fabrikat, Typ, ggf. Baujahr) 2. Gerät:
Siegelgerät (Fabrikat, Typ, ggf. Baujahr) 2. Gerät:
Sterilisator (Fabrikat, Typ, ggf. Baujahr) 2. Gerät:
Separater PC im Aufbereitungsraum ja nein
PC mit Internetanschluss ja nein
Betriebssystem unbekannt
Anzahl der freien seriellen (RS232) Ports St.

Notizen:

Praxissoftware

Praxissoftware (Typ, Programmversion)
PC-Betriebssystem (Typ, Version) unbekannt
Karteikartenlose Arbeitsweise ja nein
Mehrplatzsystem ja nein
Anzahl der Arbeitsstationen
LAN mit Anschluss im Aufbereitungsraum ja nein
Terminalserver-Anbindung ja nein
Server-Betriebssystem (Typ, Version) unbekannt

Welche Aufgaben wollen Sie mit diosMP erfüllen?

- Prozessdokumentation (Speicherung der Geräteprotokolle auf einem PC)
- Dokumentation der Sterilgut-Verwendung am Patienten über Etiketten
- Aufgabenverwaltung
- Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen (MPG ff., RKI-Richtlinien)
- Rückverfolgung der Medizinprodukte zum Patienten und zum Hersteller
- Gerätebuch (Unterlagen, Wartungen, Checks, Validierungen etc.)
- Mitarbeiterverwaltung (Qualifikationen, Benutzerrechte, Einweisungen u.v.m.)
- Dokumentation der Medizinprodukte-Verwendung am Patienten

Wiesind Sie auf dios aufmerksam geworden?

Bitte auswählen/eintragen:
Sonstige - bitte hier eintragen:

Fragen rund um Technik? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 0
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: service@steri-tech.de

Fragen zum Online-Shop? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 90
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: info@steri-shop.de

Anleitung zum Praxisfragebogen diosMP

Kontaktdaten

Bitte hier nur das Datum eintragen

Praxisdaten

Bitte möglichst vollständig ausfüllen.

Depot -> Die Kontaktdaten Ihres Depots (optional)

EDV-Firma -> Firma, die in der Praxis für die Hardwareinstallation zuständig ist (optional)

Tätigkeitsschwerpunkt (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hier sind ggf. mehrere Angaben möglich. Dies ist die wichtigste Information zur richtigen Hard- und Softwareauswahl. Wird ausschließlich „nicht invasiv“ gearbeitet, kann – zunächst – mit diosMP steridat gearbeitet werden. Sobald eines der roten Felder 2,3 oder 4 angekreuzt wird, muss die Empfehlung diosMP Vollversion lauten, da in diesen Fällen vollständig nach MPG und RKI aufbereitet werden soll/muss!

Ausstattung Steri-Raum

Bitte hier alle mit einer Datenschnittstelle ausgestatteten Aufbereitungsgeräte mit Fabrikat, Typ und Baujahr angeben. Schauen Sie sich ggf. die auch die Maschinenrückseite an. Dort finden Sie oft ein Typenschild und auch den jeweiligen Anschlussport (DB9, RJ45 oder USB). Je präziser die Angaben sind, umso schneller kann die richtige Zubehörkonfiguration ermittelt werden. Nehmen Sie hier auch Geräte auf, deren Anschaffung in absehbarer Zeit geplant ist. Bei mehr als zwei Geräten in einer Kategorie notieren Sie bitte die Angaben auf einem zweiten Fragebogenblatt.

Separater PC im Aufbereitungsraum

Steht ein separater PC zur Verfügung, notieren Sie bitte das installierte Betriebssystem und bestätigen Sie dessen Verbindung mit dem Internet. Letzteres ist wichtig für die Supportunterstützung durch dios über die TeamViewer Software. Notieren Sie die Anzahl der verfügbaren seriellen Schnittstellen (wichtig: „alte“ RS232 Buchsen = DB9 Buchsen). Sind diese – z.B. bei einem neuen PC – nicht vorhanden, tragen Sie hier bitte „0“ ein.

Praxissoftware

diosMP arbeitet mit den meisten am Markt verfügbaren Abrechnungsprogrammen zusammen und kann aus der Praxissoftware heraus aufgerufen werden. Um diese Anbindung vorzubereiten benötigen wir die hier gelisteten Angaben.

Welche Aufgaben wollen Sie mit diosMP erfüllen? (Zutreffende bitte ankreuzen)

Die Beantwortung dieser Fragen hängt direkt mit den oben erfassten Angaben zum Tätigkeitsschwerpunkt ab. Nur wenn dort ausschließlich das erste, grüne Feld und auch hier ausschließlich grüne Felder angekreuzt wurden, kann mit MP steridat gearbeitet werden. In allen anderen Fällen (insgesamt mind. ein rotes Kästchen angekreuzt) empfehlen wir, sofort die Vollversion von diosMP anzuschaffen und sich dann, ggf. schrittweise, in die unterschiedlichen Arbeits- und Funktionsbereiche der Software einzuarbeiten.