

SIEBKÖRBE UND ZUBEHÖR

An die Aufbereitung der unterschiedlichen Instrumente werden höchste Anforderungen gestellt. Key Surgical bietet zur Optimierung einzelner Arbeitsschritte ein umfangreiches Sortiment an, um die Umlaufzeiten der Instrumente so kurz wie möglich zu halten.

Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen Siebkörbe und Sterilisationstrays in verschiedenen Varianten, Größen und aus hochwertigem Material für den vielfältigen Einsatz (z. B. zum Schutz von Mikro-Instrumenten).

Zudem finden Sie im Key Surgical Produktportfolio umfassendes Siebkorbzubehör für viele Anwendungsmöglichkeiten und zum Schutz Ihrer empfindlichen Instrumente in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Siebkörbe aus Drahtgeflecht

Siebkörbe aus Lochblech

Drahtkörbe

Spezielle Siebkörbe

Kunststofftrays

Instrumentenbündler

Silikonmatten und Sieborganisation

Bitte beachten Sie:

Sofern nichts anderes angegeben ist, stellen wir unsere Produkte nicht aus Naturkautschuklatex her.





Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht

Key Surgical vertreibt ein breites Spektrum an Edelstahl-Siebkörben, welche den höchsten Ansprüchen entsprechen, um optimale und effiziente Prozessabläufe zu gewährleisten. Unsere Drahtsiebkörbe mit „Made in Germany“-Qualität (Kögel-Siebkörbe) mit einer langen Haltbarkeit sind u. a. in DIN- und ISO-Formaten in den gängigsten Größen, unterschiedlichen Maschenweiten und Ausführungen erhältlich.

SIEBKÖRBE AUS DRAHTGEFLECHT

Aus hochwertigem Edelstahl.

REF	Deckel	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08799	nein	245 x 170 x 40	5,0 x 5,0	1 Stck.
A CIL0202	nein	240 x 250 x 60	4,2 x 4,2	1 Stck.
A 08909	nein	250 x 240 x 50	6,0 x 6,0	1 Stck.
A 08776	nein	270 x 170 x 40	5,0 x 5,0	1 Stck.
B 08951	nein	280 x 160 x 30	5,0 x 5,0	1 Stck.
B 08908	nein	400 x 250 x 70	6,0 x 6,0	1 Stck.
B CIL0210	nein	480 x 250 x 60	4,2 x 4,2	1 Stck.
C 08761	ja	400 x 280 x 70	4,0 x 4,0	1 Stck.
C 08580	ja	540 x 250 x 50	3,0 x 3,0	1 Stck.
C 08581	ja	540 x 250 x 100	3,0 x 3,0	1 Stck.
D 08801	ja	725 x 275 x 113	5,0 x 5,0 x 1,0	1 Stck.

SIEBSCHALLEN IN DIN STE-NORM

REF	Beschreibung	Deckel	DIN-STE-Norm	Format (mm)	VE
75.0005.3	Siebschale mit Fallgriffen	nein	1/2	240 x 250 x 50	1 Stck.
75.0005.9	Siebschale mit Fallgriffen	nein	1/1	480 x 250 x 50	1 Stck.
75.0007.3	Siebschale mit Klappgriffen	nein	1/2	480 x 250 x 50	1 Stck.
75.0007.3	Siebschale mit Klappgriffen	nein	1/1	480 x 250 x 50	1 Stck.
75.0004.8	Siebschale mit Fallgriffen	nein	1/1	480 x 250 x 70	1 Stck.
75.0007.0	Siebschale mit Fallgriffen	nein	1/2	540 x 252 x 60	1 Stck.


Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht

KLEINTEILSIEBE

REF	Deckel	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08910	ja	40 x 40 x 25	1,0 x 1,0	1 Stck.
B 08896	ja	40 x 40 x 25	3,0 x 3,0	1 Stck.
C 08897	ja	80 x 40 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.
C 08935	ja	80 x 40 x 25	1,0 x 1,0	1 Stck.
D 08773	ja	80 x 80 x 25	3,0 x 3,0	1 Stck.
E 08435	ja	80 x 40 x 30	1,6 x 1,6	1 Stck.
F 08900	ja	80 x 40 x 40	3,0 x 3,0	1 Stck.
G 08901	ja	80 x 80 x 40	3,0 x 3,0	1 Stck.
G 08763	ja	80 x 80 x 40	5,0 x 5,0	1 Stck.
H 08911	ja	80 x 80 x 40	1,0 x 1,0	1 Stck.
I 08434	ja	80 x 80 x 40	1,6 x 1,6	1 Stck.
G 08902	ja	90 x 90 x 50	3,0 x 3,0	1 Stck.
G 08903	ja	140 x 110 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.
H 08931	ja	150 x 110 x 20	1,0 x 1,0	1 Stck.
J 08912	ja	160 x 40 x 20	1,0 x 1,0	1 Stck.
K 08898	ja	160 x 40 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.
L 08904	ja	180 x 130 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.



Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht



KLEINTEILSIEBE


REF	Deckel	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08936	ja	200 x 40 x 40	1,0 x 1,0	1 Stck.
B 08899	ja	200 x 40 x 40	3,0 x 3,0	1 Stck.
C 08762	nein	200 x 50 x 50	1,0 x 1,0	1 Stck.
08948	ja	200 x 60 x 40	3,0 x 3,0	1 Stck.
D 08772	ja	210 x 80 x 40	5,0 x 5,0	1 Stck.
E 08905	ja	210 x 170 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.
08945	ja	220 x 140 x 54	1,6 x 1,6	1 Stck.
F 08957	ja	230 x 150 x 50	1,0 x 1,0	1 Stck.
08906	ja	250 x 200 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.
08875	ja	300 x 150 x 70	1,0 x 1,0	1 Stck.
G 08950	ja	300 x 150 x 70	4,0 x 4,0	1 Stck.
08907	ja	300 x 180 x 20	3,0 x 3,0	1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht


KÖGEL SYSTEMSIEBE UND SETS IN DIN-STE-NORM

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei, mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).

REF	Beschreibung	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A	08400 1 x System-Kleinteilsieb mit Klammern 1 x Deckel zur variablen Unterteilung: 1 x Längsteiler 1/1 1 x Querteiler 1/1 1 x Querteiler 2/3 1 x Querteiler 1/3 8 x T-Klammer	1/1	480 x 250 x 57	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
B	08401 Systemsieb mit Deckel optional	1/1	480 x 250 x 50	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
C	08402 1 x System-Kleinteilsieb mit Klammern 1 x Deckel	1/2	236 x 236 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set
D	08403 Systemsieb mit Deckel optional	1/2	236 x 236 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
E	08469 1 x System-Kleinteilsieb mit Klammern 1 x Deckel	1/3	466 x 73,5 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set
F	08471 1 x System-Kleinteilsieb mit Klammern 1 x Deckel	1/2	236 x 236 x 28	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
G	08472 1 x System-Kleinteilsieb mit Klammern 1 x Deckel	1/2	236 x 236 x 46	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
	08922 Systemsieb mit Deckel optional	1/2	236 x 236 x 46	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
H	08825 1 x Systemsieb (Größe 1) 1 x Systemsieb (Größe 2) 2 x Klammer	1/1	480 x 240 x 50 480 x 240 x 70	4,0 x 4,0	1 Set
H	08827 2 x Systemsieb 2 x Klammer	1/2	240 x 240 x 70	4,0 x 4,0	1 Set



Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht



KÖGEL SYSTEMSIEBE IN DIN- UND ISO-NORM

Werkstoff: Chromnickelstahl (1.4301).


REF	Deckel	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08415	nein	1/2	240 x 250 x 50	4,0 x 4,0	1 Stck.
B 08416	nein	1/1	480 x 250 x 50	4,0 x 4,0	1 Stck.
B 08417	nein	1/1	480 x 250 x 70	5,0 x 5,0	1 Stck.
B 08808	nein	1/1	480 x 250 x 100	5,0 x 5,0	1 Stck.
B 08809	nein	XL	560 x 250 x 50	4,0 x 4,0	1 Stck.
B 08810	nein	XL	560 x 250 x 70	5,0 x 5,0	1 Stck.

KÖGEL DECKEL FÜR SYSTEMSIEBE IN DIN-STE-NORM

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).

REF	Beschreibung	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
C 08446	passend für REF 08403, inkl. 2 Klammern	236 x 236 x 7,0	1,0 x 1,0	1 Stck.
C 08923	passend für REF 08922, inkl. 4 Klammern	236 x 236 x 7,0	2,5 x 2,5	1 Stck.
C 08445	passend für REF 08401, inkl. 2 Klammern	482 x 252 x 9,0	2,0 x 2,0	1 Stck.
C 08923	passend für REF 08401, inkl. 4 Klammern	482 x 252 x 9,0	2,0 x 2,0	1 Stck.
C 08446	passend für REF 08401 inkl. 2 Klammern	236 x 236 x 7,0	1,0 x 1,0	1 Stck.
C 08923	passend für REF 08401 inkl. 4 Klammern	482 x 252 x 9,0	2,0 x 2,0	1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht



KÖGEL SYSTEMSIEBE IN DIN-STE-NORM UND OPTIONAL MIT DECKEL

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10.


REF	Beschreibung	Deckel	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A	08830 Systemsieb	optional	1/1	480 x 240 x 50	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
B	08834 Deckel für REF 08830 inkl. 2 festen Klammern	-	1/1	482 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
B	08835 Deckel für REF 08830 inkl. 2 abnehmbaren Klammern	-	1/1	482 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
	08831 Systemsieb	optional	1/1	480 x 240 x 70	5,0 x 5,0 x 1,0	1 Stck.
B	08836 Deckel für REF 08831 inkl. 2 festen Klammern	-	1/1	482 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
B	08837 Deckel für REF 08831 inkl. 2 abnehmbaren Klammern	-	1/1	482 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
C	08832 Systemsieb	optional	1/2	240 x 250 x 50	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
D	08839 Deckel für REF 08832 inkl. 2 abnehmbaren Klammern	-	1/2	242 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
D	08838 Deckel für REF 08832 inkl. 2 festen Klammern	-	1/2	242 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.
D	08840 Deckel für Systemsieb 1/2 inkl. 2 festen Klammern	-	1/2	242 x 241 x 8	4,0 x 4,0	1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht

KÖGEL SYSTEM-KLEINTEILESIEBE IN DIN-STE-NORM UND OPTIONAL MIT DECKEL

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei, mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).

REF	Beschreibung	Deckel	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A	08463 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/4	236 x 121 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set
A	08465 ohne Deckel und Klammern	nein	1/4	236 x 121 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
A	08467 Deckel für REF 08465, inkl. 2 Klammern	-	-	236 x 121 x 7,0	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
B	08464 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/4	236 x 121 x 28	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
C	08466 ohne Deckel und Klammern	nein	1/4	236 x 121 x 28	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
	08468 Deckel für REF 08466, inkl. 2 Klammern	-	-	236 x 121 x 7,0	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
D	08404 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/4	236 x 121 x 46	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
E	08405 ohne Deckel und Klammern	nein	1/4	236 x 121 x 46	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
	08947 Deckel für REF 08405, inkl. 2 Klammern	-	-	236 x 121 x 8,0	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
F	08454 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/6	236 x 121 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set
G	08457 ohne Deckel und Klammern	nein	1/6	236 x 73,5 x 28	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
	08461 Deckel für REF 08457, inkl. 2 Klammern	-	-	236 x 73,5 x 7,0	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
H	08448 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/8	121 x 121 x 29	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set



Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Drahtgeflecht

KÖGEL SYSTEM-KLEINTEILESIEBE IN DIN-STE-NORM UND OPTIONAL MIT DECKEL

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei, mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).



REF	Beschreibung	Deckel	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A	08450 ohne Deckel und Klammern	nein	1/8	121 x 121 x 29	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
B	08452 Deckel für REF 08450, inkl. 2 Klammern	-	-	121 x 121 x 7,0	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
C	08406 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/8	121 x 121 x 29	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
D	08449 Set mit Deckel und Klammern	nein	1/8	121 x 121 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Set
E	08451 ohne Deckel und Klammern	-	1/8	121 x 73 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
F	08408 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/16	121 x 73 x 29	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set
G	08409 ohne Deckel und Klammern	nein	1/16	121 x 73 x 29	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
	08430 Deckel für REF 08409, inkl. 2 Klammern	-	-	121 x 73 x 7,0	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
H	08442 Set mit Deckel und Klammern	ja	1/32	63 x 63 x 23,4	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Set

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Lochblech




LOCHBLECHSIEBSCHALEN

Unser breites Portfolio an Lochblechsiebkörben aus Edelstahl eignet sich hervorragend für Weichverpackungen, da sie in einem alternativen Herstellungsverfahren zu den Siebkörben mit Maschen gefertigt werden. Sie sind in den gängigsten DIN- und ISO-Formaten erhältlich, mit unterschiedlichen Maschenweiten und Ausführungen verfügbar. Durch die Oberflächenstruktur unserer Siebschalen minimieren Sie das Verletzungsrisiko des Anwenders. Dank der weichen Kanten bleibt die Sterilgutbarriere aufrechterhalten, da das Zerstörungsrisiko der eingesetzten Weichverpackung geringer wird. Key Surgical bietet Ihnen Lösungen, die Ihren Ansprüchen entsprechen.

REF	Beschreibung	Deckel	Fallgriffe	Format (mm)	Bodengewebe (mm)	VE
A 08996	Lochblechsiebschale	nein	ohne	115 x 320 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
A 08960	Lochblechsiebschale	nein	ohne	120 x 250 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
A 08993	Lochblechsiebschale	nein	ohne	120 x 300 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
B 08117	Instrumentenbox aus Edelstahl	ja	ohne	173 x 280 x 54		1 Stck.
C 08997	Lochblechsiebschale	nein	an der breiten Seite	230 x 320 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
D 08943	Spülkorb	ja	ohne	240 x 250 x 60	6,0 x 6,0 x 1,2	1 Stck.
E 08961	Lochblechsiebschale	optional	an der breiten Seite	240 x 250 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
E 08963	Lochblechsiebschale	optional	an der breiten Seite	240 x 250 x 100	6,0 x 6,0	1 Stck.
F 08971	Deckel für REF 08961 und REF 08963	-	-	240 x 250	6,0 x 6,0	1 Stck.
G 08103	Lochblechsiebschale	ja		240 x 250 x 40	3,0 x 3,0	1 Stck.
H 08973	Lochblechsiebschale – RFID-Chip: integriert (ISO-15693), grün	-	-	240 x 250 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
I 08994	Lochblechsiebschale	nein	an der breiten Seite	240 x 300 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
J CIL-0234	Lochblechsiebschale	nein	ja	250 x 250 x 60		1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Lochblech



LOCHBLECHSIEBSCHALEN

REF	Beschreibung	Deckel	Fallgriffe	Format (mm)	Bodengewebe (mm)	VE
A 08962	Lochblechsiebschale	optional	an der breiten Seite	480 x 250 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
B 08964	Lochblechsiebschale	optional	an der breiten Seite	480 x 250 x 100	6,0 x 6,0	1 Stck.
C 08970	Deckel für REF 08962 - und REF 08964	-	-	480 x 250	6,0 x 6,0	1 Stck.
D 08942	Spülkorb mit abgerundeten Ecke	ja	ohne	480 x 250 x 60	6,0 x 6,0 x 1,2	1 Stck.
A 08995	Lochblechsiebschale	nein	an der langen Seite	480 x 300 x 64	6,0 x 6,0	1 Stck.
A 08118	Lochblechsiebschale	ja	ja	485 x 250 x 66		1 Stck.
A CIL-0237	Lochblechsiebschale	nein	ja	480 x 250 x 60		1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Siebkörbe aus Lochblech


A



B



C



KÖGEL LOCHBLECHSIEBSCHALEN OHNE DECKEL IN DIN-STE-NORM

Werkstoff: elektrolytisch poliert (1.4301), gratfreier Mantel aus Lochblech, mit Fallgriffen.

REF	Deckel	Bodensta- pelrahmen	DIN-StE-Norm	Format (mm)	Bodengewebe (mm)	VE
A 08476	nein	nein	1/2-60	240 x 250 x 60	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
A 08478	nein	ja	1/2-65	240 x 250 x 65	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
B 08473	nein	nein	1/1-60	480 x 250 x 60	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
B 08474	nein	ja	1/1-65	480 x 250 x 65	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
B 08475	nein	nein	1/1-100	480 x 250 x 100	4,0 x 4,0 x 1,0	1 Stck.
B 08432	nein	ja	1/1-100	480 x 250 x 105	4,0 x 4,0	1 Stck.

CBM LOCHBLECHSIEBSCHALEN

Werkstoff: Edelstahl (AISI304), elektrolytisch poliert. Ohne Silikonhalterung.

REF	Deckel	Format (mm)	VE
C CBM71/1	nein	240 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM71LID	ja	240 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM72/1	nein	300 x 240 x 35	1 Stck.
C CBM72LID	ja	300 x 240 x 35	1 Stck.
C CBM68/1	nein	340 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM68LID	ja	340 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM74/1	nein	480 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM74LID	ja	480 x 240 x 50	1 Stck.
C CBM79/2	nein	650 x 240 x 70	1 Stck.
C CBM79LID	ja	650 x 240 x 70	1 Stck.

HUPFER LOCHBLECHSIEBSCHALEN

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
75.01297	mit Fallgriffen und Stapelrahmen, Boden aus Schweißgitter	510 x 250 x 66	1 Stck.

K

Siebkörbe & Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Drahtkörbe



KÖGEL DRAHTKÖRBE

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, mit Bodenstapelrahmen, geschlossene Drahtschlaufen mittig unter den Oberrahmen geschweißt.

REF	Deckel	DIN-StE-Norm	Format (mm)	VE
A 08421	nein	NA	230 x 150 x 125	1 Stck.
A 08420	nein	NA	327 x 189 x 200	1 Stck.
B 08418	nein	1/2	575 x 280 x 132	1 Stck.
B 08419	nein	1/1	575 x 280 x 260	1 Stck.

DRAHTKÖRBE

Aus Edelstahl.

REF	Deckel	Format	VE
B BLSFL0130	nein	280 x 580 x 130	1 Stck.
B BLSFL0260	nein	280 x 580 x 260	1 Stck.



HUPFER STERILGUTKÖRBE IN DIN-STE-NORM

Aus Edelstahl.

REF	Beschreibung	Deckel	DIN-STE-Norm	Format (mm)	VE
C 08958	Sterilgutkorb, inkl. einklappbarer Schienen zum Stapeln	nein	1/2	600 x 292 x 138	1 Stck.



Siebkörbe und Zubehör – Drahtkörbe


A



KÖGEL SYSTEMKÖRBE IN DIN-STE-NORM

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), Maschenweite: Boden: 24 x 24 mm / Wände: 24 x 70 mm elektrolytisch poliert, gratfrei, mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM), mit Grifföffnungen.

REF	Deckel	DIN-StE-Norm	Transportfixierung	Format (mm)	VE
A 08978	nein	1/1	nein	295 x 580 x 96	1 Stck.
A 08818	nein	1/2	nein	295 x 300 x 204	1 Stck.
A 08819	nein	1/2	nein	295 x 300 x 250	1 Stck.
A 08811	nein	1/1	nein	295 x 580 x 150	1 Stck.
A 08814	nein	1/1	ja	295 x 580 x 150	1 Stck.
A 08812	nein	1/1	nein	295 x 580 x 204	1 Stck.
A 08821	nein	1/2	ja	298 x 300 x 204	1 Stck.
A 08813	nein	1/1	nein	295 x 580 x 250	1 Stck.
A 08816	nein	1/1	ja	295 x 580 x 250	1 Stck.



Transportfixierung für Systemsiebkörbe

K


Siebkörbe & -Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Spezielle Siebkörbe

A



B



STERILISATIONSTRAYS FÜR OPTIKEN

Passen Ihre Instrumente nicht in die gängigen Siebkorbmodelle? Wenn Sie Optiken aufbereiten müssen, hat Key Surgical die passende Lösung für Sie, auch wenn es um spezielle Anwendungen geht.

REF	Beschreibung	Deckel	Format (mm)	Hitzebeständigkeit	VE
A 08959	Sterilisationstray mit Silikonaufnahme für 2 Optiken	ja	460 x 80 x 52	über 134 °C	1 Stck.
B CIL2728	Sterilisationstray für ein Endoskop	ja	290 x 80 x 52		1 Stck.
B CIL2730	Sterilisationstray für 2 Endoskope	ja	290 x 80 x 52		1 Stck.
7500831	Siebkorb für 2 Endoskope	ja	290 x 80 x 52		1 Stck.
7500830	Siebkorb für ein Endoskope	ja	460 x 80 x 52		1 Stck.
CIL2727	Sterilisationstray für ein Endoskop	ja	460 x 80 x 52		1 Stck.
08939	Sterilisationstray mit Silikonaufnahme für 2 Optiken	ja	290 x 80 x 52		1 Stck.

K

Siebkörbe & -Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Spezielle Siebkörbe



KÖGEL SYSTEMSIEBKÖRBE UND PASSENDE DECKEL IN DIN-STE-NORM FÜR OPTIKEN

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei, Sieb und Deckel mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM).

REF	Beschreibung	Deckel	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A	08453 System-Kleinteilsieb inkl. Klammern	ja	236 x 74 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
B	08456 System-Kleinteilsieb 1/6	optional	236 x 74 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
C	08460 Deckel für System-Kleinteilsieb - REF 08456 inkl. 2 Klammern	-	236 x 74 x 7,0	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
D	08455 System-Kleinteilsieb inkl. Klammern	ja	296 x 74 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
E	08459 System-Kleinteilsieb	optional	296 x 74 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
C	08462 Deckel für System-Kleinteilsieb - REF 08459 inkl. 2 Klammern	-	296 x 74 x 7,0	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
D	08470 System-Kleinteilsieb inkl. Klammern	ja	466 x 74 x 47	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Spezielle Siebkörbe



SIEBKÖRBE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

REF	Beschreibung	Deckel	Format (mm)	VE
A 64/5V	Sterilisationskorb für Si Endo Wrist- Instrumente inkl. 2 Silikoninstrumentenhaltern	ja	600 x 120 x 80	1 Stck.
A 64/5V000	Sterilisationskorb für ein Si Endo Wrist-Instrumen für Da Vinci	ja	600 x 120 x 80	1 Stck.
64/5DVSL	Sterilisationskorb für Schölly Optik, für neue Generation 3D Optik von Da Vinci	ja	600 x 120 x 80	1 Stck.
B 08774	Siebkorb mit Deckel für Da Vinci Arme, Maschenweite: 5,5 x 5,5 mm, aus Edelstahl, passend dazu: Silikonaufnahme REF A327593, passend für Da Vinci Systeme 470006 und 470179	ja	635 x 95 x 60	1 Stck.
CIL2701	Sterilisationstray für ein Endoskop, mit kleinem Siebkorb	ja	640 x 150 x 77	1 Stck.
08798	Siebschale für Da Vinci XI-System	nein	640 x 340 x 100	1 Stck.
CIL2726	Sterilisationstray für ein Endoskop	ja	670 x 80 x 52	1 Stck.
C 64/5DVXL-SLIM	Sterilisationskorb für Da Vinci, zeichnet sich durch entsprechende Halterungen aus und ist für die Sterilisation und Reinigung bestens geeignet, Spülanschlüsse können durch den Deckel arretiert werden	ja	683 x 354 x 101	1 Stck.
D 79DVXL-1	Sterilisationskorb für ein Xi Endo Wrist-Instrument	ja	700 x 100 x 100	1 Stck.
79DVXL	Sterilisationskorb für 6 Xi Endo Wrist-Instrumente	ja	700 x 255 x 100	1 Stck.
79DVXL/C	Sterilisationskorb für 6 Xi Endo Wrist-Instrumente, inkl. Stützen und Pins zur Positionierung von Trokar und Kabeln	ja	700 x 255 x 100	1 Stck.
E 08940	5-fache Silikonaufnahme und Haltebügel, rot	-	180 x 85 x 23	1 Stck.
CBM65/SA	CBM Lochblechsieb, AISI304 Edelstahl, elektrolytisch	ja	290 x 70 x 60	1 Stck.
F CBM66/S	CBM Lochblechsieb, AISI304 Edelstahl, elektrolytisch	ja	450 x 70 x 60	1 Stck.
CBM48/S	CBM Lochblechsieb, AISI304 Edelstahl, elektrolytisch	ja	480 x 150 x 80	1 Stck.
F CBM66AV	CBM Lochblechsieb, AISI304 Edelstahl, elektrolytisch	ja	580 x 150 x 80	1 Stck.
CBM64ECV	CBM Lochblechsieb, AISI304 Edelstahl, elektrolytisch	ja	650 x 150 x 70	1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Kunststofftrays



STERILISATIONSTRAYS UND -KASSETTEN ZUM SCHUTZ VON INSTRUMENTEN

Key Surgical bietet Ihnen Sterilisationstrays und -kassetten ausschließlich für die Sterilisation und die Instrumentenlagerung. Aus Kunststoff.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Hitzebeständigkeit	VE
A	08886 mit Deckel und Silikon-Noppenmatte	150 x 60 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
B	08422 Innenmaße: 140 x 55 x 17 mm Lochdurchmesser: 4 mm	150 x 65 x 26	bis 134 °C	1 Stck.
C	08885 mit Deckel und Silikon-Noppenmatte	185 x 50 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
D	08883 mit Deckel und Silikonhalterung 1-fach Ø 0,8 mm	185 x 50 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
D	08884 mit Deckel und Silikonhalterung 2-fach, Ø 0,8 mm	185 x 50 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
C	08892 mit Deckel und Silikon-Noppenmatte	185 x 75 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
A	08890 mit Deckel und Silikon-Noppenmatte	190 x 100 x 20	bis 134 °C	1 Stck.
E	08424 Innenmaße: 200 x 135 x 32 mm Scharnierverbindung zwischen Deckel und Schale, Lochdurchmesser: 6 mm	230 x 175 x 42	bis 134 °C	1 Stck.
F	08887 mit Deckel (+ Scharniere) und Silikon- Noppenmatte	270 x 160 x 15	bis 134 °C	1 Stck.
G	08888 mit Deckel (+ Scharniere) und Silikon- Noppenmatte	270 x 160 x 35	bis 134 °C	1 Stck.
G	08889 mit 2 Ebenen, mit Deckel (+ Scharniere) und 2 Silikon- Noppenmatten	270 x 160 x 35	bis 134 °C	1 Stck.
H	08425 Innenmaße: 270 x 173 x 40 mm Scharnierverbindung zwischen Deckel und Schale, Lochdurchmesser: 6 mm	300 x 200 x 50	bis 134 °C	1 Stck.

K

Siebkörbe & -Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Instrumentenbündler



INSTRUMENTENBÜNDLER FÜR GELENKINSTRUMENTE



Die Key Surgical Instrumentenbündler bieten Ihnen eine Vielfalt von Vorteilen für die Aufbereitung. Dank des offenen Gelenkes erzeugen Sie bessere Reinigungsergebnisse und können den Platz in der Siebschale effizienter nutzen. Zudem bieten die Instrumentenbündler variable Einsatzmöglichkeiten bei Aufbereitung, Transport und Lagerung.

REF	Verschlussform	Format (cm)	VE
A 20443	Kugelkopf	10 x 6	1 Stck.
A 20445	Kugelkopf	20 x 6	1 Stck.
A 20446	Kugelkopf	25 x 6	1 Stck.
A 20450	Kugelkopf	30 x 15	1 Stck.
B 20444	Kugelkopf	15 x 6	1 Stck.
B 20454	Hakenverschluss	25 x 6	1 Stck.
B 20457	Hakenverschluss	25 x 15	1 Stck.
C 20451	Hakenverschluss	10 x 6	1 Stck.
D 20458	Hakenverschluss	20 x 15	1 Stck.

INSTRUMENTENKLAMMERN

Durch die Klammern können Ringinstrumente gebündelt werden, so dass Instrumentengruppen zusammengefasst und übersichtlich im Siebkorb gelagert werden können. Aus rostfreiem Edelstahl.

REF	Gesamtlänge (mm)	VE
E 20463	50	1 Stck.
F 20403	75	1 Stck.
G 20404	100	1 Stck.
H 20405	135	1 Stck.




Siebkörbe und Zubehör – Instrumentenbündler

MAGNOLINE®

Die Key Surgical Magnoline sind magnetische Lagerungsracks für Mikro-Instrumente aus Edelstahl. Diese sind beidseitig verwendbar, hitzebeständig und RDG-tauglich.

REF	Format (mm)	VE
A 20400	150 x 70	1 Stck.
B 20401	80 x 170	1 Stck.
20399	150 x 155	1 Stck.





Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

UNIVERSAL-SILIKONAUFNAHME

Mit Pins zur Befestigung im Drahtgewebe, ideal geeignet für eine Maschenweite von 5 x 5 mm bis 6 x 6 mm. Um mehr über weiteres umfassendes Sortiment als Anschraubvariante zu erfahren, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zum Thema Sieborganisation.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Ø-Öffnung (mm)	VE	
A	A237591K	runde Öffnung (1-fach)	59 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
B	A237592K	runde Öffnung (2-fach)	59 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
C	A237593K	runde Öffnung (3-fach)	59 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
D	A237593	gerade Öffnung (3-fach)	59 x 15 x 6,0	NA	1 Stck.
E	A237596	gerade Öffnung (6-fach)	59 x 15 x 6,0	NA	1 Stck.
	A2616902	runde Öffnung (2-fach)	67 x 29 x 6,0	9,0	1 Stck.
	A2616901	runde Öffnung (2-fach)	67 x 29 x 6,0	9,0/12	1 Stck.
F	A32759P2	lange, runde Öffnung (1-fach)	81 x 31 x 6,0	7,0	1 Stck.
G	A32759P1	lange, runde Öffnung (1-fach)	81 x 31 x 6,0	16	1 Stck.
	A327593	lange, runde Öffnung (3-fach)	92 x 31 x 6,0	7,0	1 Stck.
H	A327593L	lange, runde Öffnung (3-fach)	93 x 31 x 6,0	7,0/12/15	1 Stck.
I	A387592	runde Öffnung (2-fach)	96 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
	A387593	runde Öffnung (3-fach)	96 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
	A387594	runde Öffnung (4-fach)	96 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
	A387595	runde Öffnung (5-fach)	96 x 15 x 6,0	5,0	1 Stck.
	A387596	gerade Öffnung (6-fach)	96 x 15 x 6,0	NA	1 Stck.
	A3875912	gerade Öffnung (12-fach)	96 x 15 x 6,0	NA	1 Stck.
	08949	runde Öffnung (5-fach)	125 x 25	4,0	6 Stck.

ARRETIERSTIFTE FÜR SIEBKÖRBE

Dienen zur Kabelführung und Instrumentenlagerung im Instrumentensieb.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE	
J	08531	mit 2 Sechskantmuttern	Ø 3,0 x 49	1 Stck.
K	08765	mit Rändelrädchen	Ø 5,0 x 45	1 Stck.
	08532	mit einer Sechskantmutter	Ø 8,0 x 42	1 Stck.

J



K



Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

KÖGEL LÄNGS-/ QUERTEILER FÜR KLEINTEILESIEBE

Dienen zur individuellen Einteilung. Inklusive 2 Klammern.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE	
A	08481	Querteiler 1/1	62 x 24	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
B	08437	Querteiler 1/3	71 x 43	2,5 x 2,5 x 1,0	1 Stck.
B	08486	Querteiler 1/3	71 x 43	1,0 x 1,0 x 0,7	1 Stck.
C	08484	Querteiler 2/3	152 x 43	2,5 x 2,5 x 1,0	1 Stck.
D	08485	Querteiler 2/3	152 x 43	1,0 x 1,0 x 0,7	1 Stck.
E	08410	Längsteiler 1/1	224 x 24	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
E	08412	Längsteiler 1/1	224 x 42	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.
C	08483	Querteiler 1/1	232 x 43	2,5 x 2,5 x 1,0	1 Stck.
C	08479	Querteiler 1/2	278 x 118	1,0 x 1,0	1 Stck.
C	08482	Längsteiler 2/3	300 x 43	2,5 x 2,5 x 1,0	1 Stck.
D	08436	Längsteiler 1/1	465 x 43	2,5 x 2,5 x 0,7	1 Stck.




Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

A KÖGEL HALTESETS

REF	Beschreibung	Format (mm)	passend für REF	VE
08913	für 2 Optiken (Ø 2 mm) Set besteht aus: 2 x Querteiler 2 x Silikonaufnahme 4 x T-Klammer	60 x 38	08453 08455 08456 08459 08470	1 Set
08493	Halteset MIC Set besteht aus: 2 x Querteiler 1 x Silikonaufnahme „Tannenbaum“ 1 x Silikonaufnahme „geschlitzt“ 4 x T-Klammer	109 x 38	08404 08405	1 Set
08842	für 3 Optiken (Ø 5 mm) Set besteht aus: 2 x Querteiler 2 x Silikonaufnahme 3-fach 4 x T-Klammer	152 x 38	N/A	1 Set
08844	für 5 Optiken (Ø 6 mm) Set besteht aus: 2 x Querteiler 2 x Silikonaufnahme 5-fach 4 x T-Klammer	152 x 38	N/A	1 Set
08843	für 5 Optiken (Ø 10 mm) Set besteht aus: 2 x Querteiler 2 x Silikonaufnahme 5-fach 4 x T-Klammer	152 x 38	N/A	1 Set



Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation




KÖGEL SILIKONAUFNAHMEN

REF	Beschreibung	Format (mm)	Instrumenten-Ø (mm)	passend für REF	VE
08398	für ein Instrument	45 x 33 x 5,0	18	NA	1 Stck.
A 08859	für eine Optik	44 x 30 x 5,0	5,0	08848	1 Stck.
B 08855	für eine Optik	44 x 33 x 5,0	10	08848	1 Stck.
C 08860	für 2 Optiken	46 x 33 x 5,0	2,0	NA	1 Stck.
D 08856	für 2 Optiken	46 x 33 x 5,0	5,0 + 10	08848	1 Stck.
C 08857	für 2 Optiken	46 x 33 x 5,0	5,0 + 5,0	08848	1 Stck.
08858	für 2 Optiken	46 x 33 x 5,0	5,0 + 3,0	NA	1 Stck.
08861	für 3 Optiken	137 x 35 x 5,0	10	NA	1 Stck.
08862	für 3 Optiken	137 x 35 x 5,0	5,0	NA	1 Stck.
E 08863	für 5 Optiken	137 x 35 x 5,0	10	08852	1 Stck.
08864	für 5 Optiken	137 x 35 x 5,0	5,0	NA	1 Stck.
08384	gerade Öffnung (12-fach)	96 x 15 x 6,0	NA	NA	1 Stck.
F 08865	geschlitzt (17-fach)	137 x 25 x 5,0	NA	08852	1 Stck.
G 08872	geschlitzt (23-fach)	89 x 25 x 5,0	NA	08850	1 Stck.
H 08870	geschlitzt (37-fach)	230 x 25 x 5,0	NA	08853	1 Stck.
08386	runde Öffnung (2-fach)	59 x 15 x 6,0	5,0	NA	1 Stck.
I 08866	Tannenbaum (12-fach)	229 x 35 x 5,0	8,0 - 14,5	08853	1 Stck.
I 08867	Tannenbaum (18-fach)	206 x 25 x 5,0	1,0 - 7,5	08853	1 Stck.
08376	Tannenbaum (3-fach)	64 x 25 x 5,0	8,0 - 14,5	NA	1 Stck.
I 08868	Tannenbaum (5-fach)	94 x 25 x 5,0	8,0 - 14	08850	1 Stck.
I 08869	Tannenbaum (6-fach)	118 x 25 x 5,0	8,0 - 14	NA	1 Stck.

KÖGEL SILIKONAUFNAHMEN

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
08447	Trenngitter für Sterilgutkorb REF 08399	282 x 141 x 8,0	1 Stck.



A



B



C




D



E



F



G



Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

KÖGEL ZUBEHÖR

REF	Beschreibung	Material	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08577	Klammer passend für Siebkörbe REF 08408, 08450, 08460, 08448	Edelstahl	40 x 20	NA	1 Stck.
B 08918	Klammer fest für Systemsiebe	Edelstahl	64 x 30 x 0,5	NA	1 Stck.
B 08919	Klammer abnehmbar für Systemsiebe	Edelstahl	84 x 30 x 0,5	NA	1 Stck.
C 08438	Klemmeinsatz 1/16 für REF 08408, 8 Querdrähtchen zur Aufnahme von kleinsten Klemmen und Klammern	Edelstahl	107 x 59 x 16	NA	1 Stck.
D 08823	Transportfixierung einclipbar für Systemkorb mit Höhe 150 mm	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei	150 x 33 x 22	NA	1 Stck.
E 08921	Deckel für Schraubenwanne REF 08920, inkl. einer Klammer	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)	165 x 105 x 7,0	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
F 08937	Schraubenwanne mit 5 Fächern längs, für Schrauben bis 140 mm Länge, Längenmessblech graviert	Edelstahl	165 x 135 x 25	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
G 08938	Deckel für Schraubenwanne REF 08937, inkl. 2 Klammern	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)	165 x 105 x 6	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
08946	für Selbstzuschnitt, passend für Halterung REF 08850	blau	90 x 25 x 5,0		1 Stck.

Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation







KÖGEL ZUBEHÖR

REF	Beschreibung	Material	Format (mm)	Maschenweite (mm)	VE
A 08920	Schraubenwanne mit 8 Fächern für Schrauben bis 90 mm Länge, Längenmessblech graviert	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)	184 x 135 x 25	1,0 x 1,0 x 0,5	1 Stck.
B 08944	Plattenlagerungsset Set besteht aus: 1 x Plattenlagerung 1 x Deckel für Plattenlagerung 26 x kleine Stifte inkl. Muttern und Unterlegscheiben	Edelstahl	190 x 115	NA	1 Set
C 08495	Schraubenbank für Schrauben bis 40 mm Länge, Längenmessblech graviert	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei	215 x 100 x 45	NA	1 Stck.
D 08496	Deckel für REF 08495, inkl. 2 Klammern	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301)	222 x 116 x 7,0	NA	1 Stck.
E 08433	Etagensiebeinlage für Siebschale 1/1-50, mit handhabungssicherem Doppelrahmen (DBGM), Bodendistanz und Entnahmegriffen	Chromnickelstahl 18/10 (1.4301), elektrolytisch poliert, gratfrei	420 x 230 x 35	4,0 x 4,0	1 Stck.



Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation



NOPPENMATTEN AUS SILIKON

RDG-tauglich, flexibel.

REF	Farbe	Format (mm)	Hitzebeständigkeit	passend für REF	VE
A 08426	blau	140 x 55	bis +230 °C	08422	1 Stck.
A 08427	blau	155 x 120	bis +230 °C	NA	1 Stck.
A 08428	blau	200 x 135	bis +230 °C	08424	1 Stck.
08612	violett	215 x 229 x 7,0	bis +230 °C	NA	1 Stck.
A 08322	blau	235 x 235	bis +230 °C	NA	1 Stck.
08613	blau	238 x 248 x 7,0	bis +230 °C	NA	1 Stck.
B 08698	pink	245 x 1000	bis +230 °C	NA	1 Stck.
A 08429	blau	250 x 155	bis +230 °C	08425	1 Stck.
C 08324	blau	250 x 239	-40 °C bis +300 °C	NA	1 Stck.
12050	blau	263 x 153	bis +134° C	08887 08888 08889	1 Stck.
08614	hellgrün	270 x 120 x 7,0	bis +230 °C	NA	1 Stck.
08611	violett	460 x 229 x 7,0	bis +230 °C	NA	1 Stck.
D 08609	blau	470 x 250 x 3,5	bis +230 °C	NA	1 Stck.
C 08321	blau	500 x 320	-40 °C bis +300 °C	NA	1 Stck.
E 08757	grau	500 x 320	-40 °C bis +300 °C	NA	1 Stck.

K

Siebkörbe & Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation


A




B



C



D



ECKENSCHUTZ







Eckenschutz ist dafür entwickelt, die Weichverpackung vor den scharfen Kanten des Sterilisationssiebes zu schützen.

REF	Beschreibung	Farbe	Material	Format (mm)	VE
STOP-7100	einsetzbar in der Dampfsterilisation bis 134 °C, für die EO, FORM und Plasma-Sterilisation geeignet	grün	Silikon	70 x 70 x 25	40 Stck.
A 42006	Eckenschutz für Container	rosa	Silikon	73 x 73 x 19	80 Stck.
B 50062	dauerhafte Fixierung der Silikoncken durch Verwendung von Silikonstopfen REF 09097, mehrfache Verwendung möglich	violett	Silikon	76 x 54 x 33	4 Stck.
50063	dauerhafte Fixierung der Silikoncken durch Verwendung von Silikonstopfen REF 09097, mehrfache Verwendung möglich	violett	Silikon	76 x 54 x 33	100 Stck.
50064	Eckenschutz-Set Set besteht aus: 100 x Eckenschutz 100 x Silikonstopfen REF 09097	violett	Silikon	76 x 54 x 33	100 Stck.
50073	einsetzbar in der Dampfsterilisation bis 134 °C, für die EO-, FORM- und Plasma- Sterilisation geeignet	orange	Silikon	83 x 83 x 25	4 Stck.
50075	einsetzbar in der Dampfsterilisation bis 134 °C, für die EO-, FORM und Plasma- Sterilisation geeignet	orange	Silikon	83 x 83 x 25	100 Stck.
42007	zum Einmalgebrauch	weiß	Karton 270 g/m ²	100 x 100 x 50	600 Stck.
42010	zum Einmalgebrauch, mit Lochstanzungen im Boden	weiß	Karton 270 g/m ²	100 x 100 x 50	600 Stck.
C CC002	zum Einmalgebrauch	weiß	Karton	200 x 150	100 Stck.
D CC001	einsetzbar in der Dampfsterilisation bis 134 °C, für die EO- und FORM-Sterilisation geeignet	weiß	Papier 171 g/m ²	200 x 150	200 Stck.

K

Siebkörbe & Zubehör

Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation



GITTEREINLAGEN UND -MATTEN

Aus Silikon, RDG-tauglich, flexibel.

REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	Hitzebeständigkeit	VE
A 08607	Wabenstruktur	violett	215 x 229	bis +230 °C	1 Stck.
B 08602	Wabenstruktur	dunkelblau	238 x 248	bis +230 °C	1 Stck.
08604	Wabenstruktur, neutrale Aufmachung	dunkelblau	238 x 248	bis +230 °C	1 Stck.
C 08608	Wabenstruktur	hellgrün	270 x 120	bis +230 °C	1 Stck.
08806	Silikonaufnahmen für Siebkorb 08959	cremeweiß	460 x 80 x 62	bis +134 °C	6 Stck.
D 08606	Wabenstruktur	violett	460 x 229	bis +230 °C	1 Stck.
08603	Wabenstruktur, neutrale Aufmachung	dunkelblau	480 x 250	bis +230 °C	1 Stck.
E 08601	Wabenstruktur	dunkelblau	480 x 250	bis +230 °C	1 Stck.
F 08110	Silikon-Gittereinlage, Stärke 6 mm	weiß	600 x 324	bis +134 °C	1 Stck.
G 08605	Silikon-Gittereinlage, Stärke 2 mm	blau	600 x 400	-40 °C bis +230 °C	1 Stck.
F 08974	Silikon-Gittereinlage, Stärke 3 mm	weiß	540 x 280	bis +134 °C	1 Stck.
G 08600	Silikon-Gittereinlage, Stärke 2 mm	blau	540 x 320	-60 °C bis +300 °C	1 Stck.



A

B

C

D

E



F

G

H

Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

BOHRDRAHTHÜLSEN FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Querschnitt	Material	Länge (mm)	Ø / Breite (mm)	VE
A 07473	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
A 07474	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	200	20	1 Stck.
A 07475	eine Kammer	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07476	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
B 07477	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	200	20	1 Stck.
B 07497	4 Kammern; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07499	4 Kammern; Auslassöffnung: 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
B 07478	4 Kammern; Auslassöffnung: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0	quadratisch	Edelstahl	170	20	1 Stck.
B 07501	4 Kammern; Auslassöffnung: 2,0 - 2,2 - 2,5 - eine Öffnung ohne Markierung	quadratisch	Edelstahl	330	20	1 Stck.
C 07430	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	170	22	1 Stck.
C 07431	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	200	22	1 Stck.
C 07461	eine Kammer, Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm	rund	Edelstahl	330	22	1 Stck.
D 07460	4 Kammern; Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm; Auslassöffnung: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	rund	Edelstahl	170	20	1 Stck.
E 07465	eine Kammer	rund	Edelstahl	100	10	1 Stck.
E 07400	eine Kammer	rund	Edelstahl	160	10	1 Stck.
E 07466	eine Kammer	rund	Edelstahl	180	10	1 Stck.
E 07467	eine Kammer	rund	Edelstahl	200	10	1 Stck.
E 07401	eine Kammer	rund	Edelstahl	240	10	1 Stck.
E 07468	eine Kammer	rund	Edelstahl	250	10	1 Stck.
E 07402	eine Kammer	rund	Edelstahl	320	10	1 Stck.
E 07421	eine Kammer	rund	Edelstahl	440	10	1 Stck.
F 07493	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	130	20	1 Stck.
G 07494	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	200	20	1 Stck.
H 07495	4 Kammern, individuell laserbar	rund	Titan	350	20	1 Stck.

K

Siebkörbe & Zubehör

D



Siebkörbe und Zubehör – Silikonmatten und Sieborganisation

BOHRDRAHTHÜLSEN FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Querschnitt	Material	Länge (mm)	Ø / Breite (mm)	VE
A 07453	Deckel für REF 07400 – 07402, 07421, 07465 – 07468 mit Spitzenschutz	rund	Edelstahl	NA	NA	1 Stck.
A 07454	Deckel für REF 07473, 07476, 07478, 07477, 07497, 07499, 07501	rund	Edelstahl	NA	NA	1 Stck.
B 07464	Deckel für REF 07430, 07431, 07461	rund	Edelstahl	NA	NA	1 Stck.
C 07001	Deckel für Bohrdrahtbehälter mit Spülanschluss, passend für Bohrdrahtbehälter REF 07400-07402, 07421, 07465 – 07468	rund	Edelstahl	NA	NA	1 Stck.

WASCHHÜLSE AUS EDELSTAHL FÜR KIRSCHNER-BOHRDRÄHTE

Inkl. 2 x Silikonkappen, 1 x Schlüsselring und 1 x Edelstahlplakette – Außen-Ø: 19 mm – Innen-Ø: 17 mm, RDG-tauglich, hitzebeständig.

REF	Länge (mm)	VE
D 07433	55	1 Stck.
D 07434	110	1 Stck.
D 07435	165	1 Stck.
D 07436	220	1 Stck.
D 07438	330	1 Stck.
D 07439	385	1 Stck.
D 07440	440	1 Stck.
D 07441	495	1 Stck.
D 07442	550	1 Stck.
D 07443	605	1 Stck.
D 07444	660	1 Stck.
D 07446	770	1 Stck.
D 07448	880	1 Stck.

SILIKONENDKAPPE FÜR WASCHHÜLSEN

Transparent – Ø: 19 mm – Höhe: 7 mm.

REF	Beschreibung	VE
E 07451	passend für REF 07433 – 07449	1 Stck.