


Platzbedarf



Maße		Vacuklav 41 B+	Vacuklav 43 B+
Breite	Α	46 cm	46 cm
Höhe	В	56,5 cm	56,5 cm
Tiefe	С	58 cm	69 cm
Abstand zwischen Gerätefüßen	C1	24 cm	35 cm
Abstand vom hinteren Gerätefuß bis Rückwand	C2	17,6 cm	17,6 cm
Min. Abstand zur Seite	D1	5 cm	5 cm
Min. Abstand zur Seite des Türanschlags	D2	14 cm	14 cm
Min. Abstand nach hinten	Е	10 cm	10 cm
Freiraum bei voll geöffneter Tür	F	52 cm	63 cm
Min. Abstand nach oben (herausziehbar / mit Abluftschacht)	G	5 / 20 cm	5 / 20 cm

7