

## 14 Zubehör und Ersatzteile

Alle aufgeführten Artikel sowie eine Übersicht über weiteres Zubehör sind über den Fachhandel zu beziehen.

Kategorie	Artikel	Art.-Nr.
Halterungen	Halterung A Plus für 5 Tablettts oder 3 MELAstore Boxen 100	200258
	Halterung D für 2 hohe Sterilisierbehälter oder 4 Tablettts	200010
Sterilisierbehälter mit Einmal-Papierfilter nach DIN EN 868-8 (Tiefe x Breite x Höhe)	15K (18 x 12 x 4,5 cm)	200108
	15M (35 x 12 x 4,5 cm)	200109
	15G (35 x 12 x 8 cm)	200110
	17K (20 x 14 x 5 cm)	200111
	17M, für 45 cm Kesseltiefe (41 x 14 x 5 cm)	200112
	17G, für 45 cm Kesseltiefe (41 x 14 x 9 cm)	200113
	23M, für 45 cm Kesseltiefe (42 x 16 x 6 cm)	200114
	23G, für 45 cm Kesseltiefe (42 x 16 x 12 cm)	200115
	28M (32 x 16 x 6 cm)	200116
	28G (32 x 16 x 12 cm)	200117
Folienhalter	Folienhalter (Ø 25 cm)	200107
Tablettts	Tablett	200018
Prüfkörpersystem	MELAcontrol bestehend aus Helix-Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen	200164
	MELAcontrol PRO bestehend aus Helix-Prüfkörper und 40 Indikatorstreifen	200165
Wasser-Aufbereitungs- Anlagen	MELAdem 40 Ionenaustauscher	200188
	MELAdem 47 Umkehr-Osmose-Anlage	200182
	MELAjet Sprühpistole für MELAdem 40	200190
Für die Dokumentation	MELAflash CF-Card-Printer inkl. MELAflash CF- Card und Kartenlesegerät	200154
	MELAnet Box	200155
	Protokolldrucker MELAprint 44	200342
Ersatzteile	Wasserstopp	200045
	Gerätesicherungen 20 A gRL	116185
	Türdichtung	114805
	Sterilfilter	110894
	Gleitclips für Halterungen Plus, 10 Stück	116677