



## MELAG DAMPFSTERILISATOR MELATRONIC 15 EN+ AKTIONSPAKET

S-Klasse, 7L Kesselvolumen, Stand alone, Zubehör

Artikelnummer: 202631

Hersteller: Melag

**Preis: 2.999,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Aktionspaket Melag Melatronic 15 EN Plus Dampfsterilisator 7 Liter - S-Klasse Stand alone Autoklav der S-Klasse (kein Festwasseranschluss nötig) Für Sie im Aktionspaket enthalten: - Melatronic 15 EN +- 3 x Tablett für Typ 15- CF-Card-Printer zur Dokumentation Der MELAtronic 15 EN+ ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichen MELAtronic 15 EN, verfügt aber zusätzlich über eine aktive Trocknung. Er arbeitet nach dem fraktionierten Strömungsverfahren und erfüllt die Forderungen an Klasse S-Autoklaven der EN 13060. Die Mikroprozessor-Steuerung steuert den Programmablauf vollautomatisch und überwacht jederzeit die sichere Sterilisation. Die Anzeige des Betriebszustandes und der Hinweis auf eventuell erforderliche Handlungen des Bedieners erfolgen über das Display. So ist die Bedienung komfortabel, einfach und sicher. Highlights: - Aufnahme von 3 Tablett möglich - Anschließen eines Flashkartenschreibers oder des Melaprint 44 zur Dokumentation möglich - Zusätzliche aktive Trocknung - Hochwertige elektronische Mikroprozessorsteuerung Beladungsmöglichkeiten: 4 x 15 K Sterilisationsbehälter (200108) 2 x 15 M Sterilisationsbehälter (200109) 1 x 15 G Sterilisationsbehälter (200110) Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Autoklaven/Melatherm ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den

MELAG-Kundendienst. Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Klein-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 33 cm x 44 cm x 50 cm

Innenmaße: Ø 15 cm x 38 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Gewicht: 22 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Verbindung: optional

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 7 Liter

Tablettmaße: 35 cm x 12 cm x 2 cm