



HAWO BALKENSIEGELGERÄT HD 380 WSI-V VALIPAK AKTIONSANGEBOT

validierbar, DIN 58953-8

Artikelnummer: 201600

Hersteller: HAWO

UVP: 1.090,00 €

Preis: 879,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

HD 380 WSI-V ValiPak Touch Aktionsangebot | HAWO validierbares Balkensiegelgerät - erfüllt DIN 58953-7 Das validierbare und dauerbeheizte Siegel- oder Einschweißgerät hd 480 WSI-V ValiPak® TOUCH dient dem Verschließen von siegelbaren Beuteln und Schläuchen (Sterilbarrieresysteme gemäß EN ISO 11607-1). Durch die kompakte Bauweise ist dieses für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Kliniken geeignet. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der aktuellen KRiNKO/BfArM Empfehlung (RKI-Empfehlung). Der Prozess ist voll validierbar! Der ValiPak wird so zum perfekten Begleiter für die tägliche Praxishygiene mit Sicherheit! Das Gerät erfüllt die Anforderungen der DIN 58953-7 und der aktuellen KRINKO/BfArM Empfehlung (Bundesgesundheitsbl, 201.55:1244-1310). Highlights: - KRINKO/BfArM

konform (validierter Prozess)- automatische Überwachung der Prozessparameter Siegelzeit, Siegeltemperatur und Siegeldruck- Alarmfunktion bei Abweichungen von den vorgegebenen Parametern- Anzeige der fehlerhaften Parameter im Display- Schnittstelle für ValiScan® Barcodescanner und ValiPrint®Etikettendrucker (ab Version 2.0)- Seal Check-Funktion zur routinemäßigen Kontrolle der Siegelnaht- PC-Schnittstelle zur Anbindung an die Praxissoftware- kurze Aufheizzeit (< 2 min)- integrierter Stückzähler- wartungsarm durch Siegelsystem ohne PTFE-Band und Heizband sowie energiesparend dank dauerbeheiztem Siegelsystem und Stand-by-Funktion (GreenTek) Schnittstellen: 2 x RS 232

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Typ: Balkensiegelgerät

Validierbarkeit: validierbar

Abmessungen Tx Bx H: 42 cm x 36 cm x 22 cm

Gewicht: 6,6 kg

Siegelnahtlänge: 25 cm

Siegelnahtbreite: 10 mm

Garantielaufzeit: 1 Jahr