



## MELAG PROZESSMEDIEN METHERM PRODUKT-SET P FÜR MELATHERM 10

bestehend aus: 5L MEtherm 50, 5L MEtherm 56 P, 940 ml MEtherm 61

Artikelnummer: 202637

Hersteller: Melag

UVP: 202,00 €

**Preis: 149,90 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das MEtherm Produkt-Set P verbindet beste Reinigungsergebnisse, mehr Sicherheit für die Praxis und geringen Verbrauch miteinander. Das Set besteht aus den folgenden, optimal aufeinander abgestimmten Prozessmedien: MEtherm 50 Der mildalkalische, enzymatische Reiniger im Fünf-Liter-Kanister wird für die leistungsstarke und maschinelle Instrumentenaufbereitung im MELATHERM 10 genutzt. MEtherm 50 bietet niedrigen Verbrauch bei hoher Reinigungsleistung, die durch die Kombination von speziellen Enzymen und Tensiden erreicht wird. Durch die hohe Materialverträglichkeit wird die Entstehung von Belägen auf den Instrumenten und der Waschkammer

minimiert, was letztendlich zum Werterhalt von diesen beiträgt.

MEtherm 56 Neutralisator für die maschinelle Aufbereitung von gynäkologischem, HNO und chirurgischem Instrumentarium, nach deren alkalischer Reinigung im MELAtherm 10. MEtherm 56 löst effektiv säurelösliche Ablagerungen wie Kalk, beugt Belagsbildungen an den Instrumenten und am MELAtherm vor und weist eine hohe Materialverträglichkeit auf. Der Neutralisator optimiert dadurch das Reinigungsergebnis und bietet niedrigen Verbrauch bei hoher Reinigungsleistung.

MEtherm 61 Flüssiger Klarspüler für die maschinelle Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. MEtherm 61 ist pH-neutral und besonders materialverträglich, sowohl bei kurzer als auch bei längerer Anwendung und unterstützt eine fleckenfreie Trocknung des Instrumentariums. Kurz- und langfristig wird durch die Verwendung des Klarspülers der Bildung von Belägen auf den Instrumenten und in der Waschkammer des MELAtherm 10 vorgebeugt bzw. werden diese gänzlich vermieden.

Der Reiniger MEtherm 50 hat ab Herstellungsdatum eine Mindesthaltbarkeit von einem Jahr, MEtherm 56 von fünf Jahren und MEtherm 61 von drei Jahren.

Hinweis: Dies ist der Folgeartikel für den nicht mehr erhältlichen Klarspüler MEtherm 60. Eine erneute Validierung muss bei der Umstellung auf MEtherm 61 NICHT erfolgen. Die MEtherm Prozessmedien können problemlos mit der Standardeinstellung verwendet werden. Auch ein Wechsel auf diese ist unter Verwendung der Standardeinstellungen möglich.

Hinweis: Für den gynäkologischen, chirurgischen sowie HNO-Bereich geeignet.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Reinigungsmittel; Neutralisationsmittel; Klarspüler

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; HNO; Gynäkologie

Passend für: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell