



DR. WEIGERT NEUTRALISATIONSMITTEL NEODISHER® N

zur Neutralisation alkalischer Rückstände

Artikelnummer: 201503

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 13,79 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das saure Reinigungs- und Neutralisationsmittel neodisher N von Dr. Weigert wird bei der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten, Laborglas und Tierkäfigen genutzt. Das Flüssigkonzentrat wird zur Neutralisation alkalischer Rückstände bei der maschinellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern, OP-Schuhen und Babyflaschen sowie anderen medizintechnischen Utensilien verwendet, ebenso wie für die Neutralisation alkalischer Rückstände bei der maschinellen Reinigung von Laborglas. Auch zur maschinellen sauren Vorreinigung bzw. Reinigung von Laborglas und Tierkäfigen ist es geeignet.

neodisher N entfernt Anlauffarben, Kalk, Urinstein und andere säurelösliche Verunreinigungen zuverlässig und ist geeignet für Gegenstände aus Glas,

keramischem Material, Edelstahl, säurefesten Kunststoffen und Gummimaterialien. Bei Buntmetallen, verchromten und vernickelten Teilen sowie eloxiertem Aluminium darf es nicht eingesetzt werden. Besondere Vorteile bei der Anwendung sind die sehr gute Abspülbarkeit und die Formulierung ohne Tenside. neodisher N kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zur Neutralisation sowie zur (Vor-)Reinigung eingesetzt werden, die Dosierung richtet sich nach der Anwendung. Zur Vermeidung von Wasserflecken wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Neutralisationsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;HNO;Gynäkologie;Veterinär;Tattoo;Po

Passend für: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell