



MELAG ADAPTER FÜR ISO-ANSCHLUSS (INTRA-KUPPLUNG)

für Carebox Blue des Careclave

Artikelnummer: 202429

Hersteller: Melag

Preis: 149,76 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Verschiedene Adapter ermöglichen eine Bestückung der Carebox Blue des Careclave mit Hand- und Winkelstücken gemäß Ihren Praxisbedürfnissen. Dieser Adapter wird für Hand- und Winkelstücke mit ISO-Anschluss (INTRA-Kupplung) genutzt. Der Adapter wird in die Carebox Blue eingebracht, dann können die Instrumente aufgesteckt und so aufbereitet und gepflegt werden.

Hinweis: Die Adapter dienen der Innenreinigung von Übertragungsinstrumenten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Dental