



MELAG ADAPTER FÜR TURBINEN MIT NSK-KUPPLUNG (PHATELUS)

für Carebox Blue des Careclave

Artikelnummer: 208478

Hersteller: Melag

Preis: 177,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Verschiedene Adapter ermöglichen eine Bestückung der Carebox Blue des Careclave mit Hand- und Winkelstücken gemäß Ihren Praxisbedürfnissen. Dieser Adapter wird für für Turbinen mit NSK-Kupplung (Phatelus), z.B. für NSK Ti-Max S950, NSK Ti-Max S970 und NSK S Max M500, genutzt. Der Adapter wird in die Carebox Blue eingebracht, dann können die Instrumente aufgesteckt und so aufbereitet und gepflegt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter