



MELAG ADAPTER FÜR ZEG-HANDSTÜCKE MIT INNENGWINDE M3 X 0,35 MM

für Careclave, MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 207904

Hersteller: Melag

Preis: 49,24 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter von MELAG eignet sich für ZEG-Handstücke mit einem Innengewinde M3 x 0,35 mm, z.B. für KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOsoft Ultraschall Scaler.

Für die Anwendung im Careclave: Der Adapter kann direkt in die Carebox Green (Artikelnummer 200631) geschraubt werden und steht für die Aufbereitung von ZEG-Handstücken zur Verfügung. Für die Auswahl des richtigen Adapters beachten Sie bitte die Kompatibilitätsübersicht.

Für die Anwendung im MELAtherm und MELAtherm Evolution: Der Adapter kann entweder direkt in die Injektorschiene mit Cleanfinity Filter oder mit einem Einzelfiltergehäuse (Artikelnummer 200325) in die Injektorschiene ohne

Zentralfilter geschraubt werden. Für höchsten Komfort empfehlen wir die Verwendung des Injektorkorbs Flex 1 (Artikelnummer 200218). Mit dem Injektorkorb Flex 1 können bis zu sechs ZEG-, Ultraschall- oder Luftscaler-Spitzen komfortabel aufbereitet werden. Dafür werden nur zwei Anschlüsse auf der Injektorscheine benötigt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter