



MELAG CAREBOX BLUE FÜR CARECLAVE

für bis zu 8 Hand- und Winkelstücke oder Turbinen

Artikelnummer: 200632

Hersteller: Melag

UVP: 990,00 €

Preis: 905,72 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der neue Careclave von MELAG ist die 4-in-1 Lösung für die Aufbereitung von dentalen Hand- und Winkelstücken. Die Weltneuheit revolutioniert den Aufbereitungsprozess in der Zahnarztpraxis grundlegend und bietet dabei die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Übertragungsinstrumenten.

Die Carebox Blue dient der Aufbereitung und Pflege von Instrumenten und Hohlräumen. Die Instrumente müssen auf den davor vorgesehenen Adaptern befestigt werden. Eine Aufbereitung von nicht an Adapter befestigten Instrumenten ist nicht möglich.

Die Box kann mit bis zu acht Adaptern für Hand- und Winkelstücke und

Turbinen konfiguriert werden und wird so den spezifischen Praxisanforderungen optimal gerecht. Bitte beachten Sie hierfür die Kompatibilitätsübersichtsdatei in den obigen Dateien.

Die patentierte Carebox-Connect-Technologie erkennt beim Einhängen der Box in die Tür automatisch, welche Box eingehängt wurde und passt die Programmauswahl perfekt an die Beladung an. Durch die kurzen Programmlaufzeiten lassen sich an einem Tag bis zu 200 dentale Hohlkörper-Instrumente aufbereiten und pflegen.

Mehr Informationen zum MELAG Careclave finden Sie hier.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör