



MELAG CAREBOX VERSCHLUSS

zum schnellen Selbstaustausch bei Bedarf

Artikelnummer: 206925

Hersteller: Melag

Preis: 60,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Verschluss ist ein Ersatzteil für die Carebox des MELAG Careclave. Der Verschluss wird regelmäßig bei Bedarf ausgetauscht, zum Beispiel bei Verschleiß, Defekt oder nach optischer Kontrolle. Der Verschluss kann leicht und schnell selbst ausgetauscht werden und Ihr Careclave ist schnell wieder einsatzfähig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Dental