



MELAG DRUCKERHÖHUNGSPUMPE

zum Anschluss an Careclave und einen weiteren Autoklaven

Artikelnummer: 200634

Hersteller: Melag

Preis: 840,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Druckerhöhungspumpe von MELAG wurde speziell für die Nutzung mit Careclave entwickelt. Die Pumpe ermöglicht den Anschluss einer Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 47 an Careclave und einen weiteren Autoklaven bei einem statischen Wasserdruck in der Praxis von unter 3 bar relativ. Dadurch wird die optimale Funktionsweise Ihrer Geräte sichergestellt und eine dauerhaft gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit garantiert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör