



## **MELAG GEHÄUSEDICHTUNG FÜR CAREBOX/COOLING BOX**

zum schnellen Selbstaustausch

Artikelnummer: 206928

Hersteller: Melag

**Preis: 14,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Gehäusedichtung wird mit der Carebox oder Cooling Box des MELAG Careclave verwendet. Die Gehäusedichtung wird üblicherweise bei der Wartung ausgetauscht, kann allerdings auch selbst gewechselt werden. Der Austausch ist schnell und einfach zu bewerkstelligen und das Gerät ist schnellstmöglich wieder einsetzbar.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Dental