



MELAG SIEB FÜR CAREBOX MIT HALTEKLAMMER

zum regelmäßigen Austausch nach Bedarf

Artikelnummer: 206924

Hersteller: Melag

Preis: 72,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Sieb wird für den Einsatz in der Carebox des MELAG Careclave verwendet. Das Sieb wird regelmäßig nach Bedarf ausgetauscht, zum Beispiel bei Verschleiß, Defekt oder nach optischer Kontrolle. Das Sieb ist leicht und schnell selbst auszutauschen und hält dank der mitgelieferten Halteklammer fest.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Dental