



## **MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 CLASSIC AUSTAUSCHPAKET - FRÜHJAHRESAKTION**

inkl. CF-Card und MEtherm Starter-Set. Jetzt Sonderrabatt sichern!

Artikelnummer: 208012

Hersteller: Melag

UVP: 10.188,00 €

**Preis: 7.999,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Aus alt mach neu! Ihr Thermodesinfektor ist bereits in die Jahre gekommen und Sie benötigen ein zuverlässiges Neuprodukt? Dann kaufen Sie jetzt den MELAtherm 10 Evolution zum Sonderpreis! Sie haben Anspruch auf den Rabatt, wenn Sie uns die Seriennummer Ihres Altgeräts nennen. Die Marke ist dabei nicht relevant. Die Aktion ist gültig bis einschließlich 30.06.2024. Das MELAtherm 10 RDG von MELAG wurde speziell für den Betrieb in Praxen und OP-Zentren entwickelt. Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehörteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis

für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten. Neben den Kosten- und Qualitätsvorteilen dokumentiert der MELAtherm 10 alle Chargendaten auf der mitgelieferten MELAflash-CF Card. Hierdurch lässt sich im Nachhinein eine Lückenlose Aufbereitung gegenüber Behörden dokumentieren. Die Aktive Trocknung am Ende des Programmlaufs passt sich der Beladungsmenge an und verkürzt so nach Möglichkeit die Zykluszeit und bietet optimalen Schutz für Ihre Instrumente. Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400 V Variante ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie am Austauschpaket mit der 230V-Variante interessiert sind. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit der Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank, sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum. MELAtherm 10 überwacht automatisch die Rotation der Sprüharme, den Spüldruck und die Filtersiebe. Fehler im Programmablauf oder bei der Bedienung werden somit vermieden. Die MELAtherm 10 wird mit einem Basiskorb bestückt, wahlweise mit oder ohne Injektorschiene. Über die Injektorschiene können bis zu 11 Hohlkörperinstrumente, wie beispielsweise Absaugkanülen oder dentale Hand- und Winkelstücke, aufbereitet werden. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Hinweise:- Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage.- Dieses Paket wird mit dem MEtherm Produkt-Set P angeboten, welches für den gynäkologischen, chirurgischen sowie HNO-Bereich geeignet ist. Für den dentalen, ophthalmologischen und ophthalmochirurgischen Bereich empfiehlt sich das MEtherm Produkt-Set C. Bitte lassen Sie uns wissen, falls Sie letzteres im Austauschpaket erwerben möchten.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Stromversorgung: 230 V;400 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Gewicht: 80 kg

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwirkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 18 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 40 Min. / 59 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 36 Min. / 53 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.