



MELAG VALIDIERBARES MELASEAL 200 SPARPAKET - FRÜHJAHRESAKTION

inkl. Rollenhalter „deluxe“ und USB-Stick

Artikelnummer: 208500

Hersteller: Melag

UVP: 2.029,00 €

Preis: 1.395,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Den Sonderpreis erhalten Sie im Rahmen unserer Frühjahresaktion. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2024.

Das MELaseal 200 von MELAG ist ein validierbares Balken-Siegelgerät nach den normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2. Bei Bedienung und Dokumentation setzt das Folienschweißgerät neue Maßstäbe; nach der kurzen Aufheizzeit von 90 Sekunden ist es einsatzbereit und Folien können in gerade mal drei Sekunden ohne Pause hintereinander gesiegelt werden. Das kompakte Gerätedesign sorgt für geringe Aufstellfläche und die integrierte

Abschneidefunktion für Folien erleichtert die tägliche Arbeit. Eco- und Standby-Funktion sorgen für sparsamen, kostenreduzierenden Betrieb. Über das große Display des Folienschweißgeräts von MELAG mit vier Softkeys kann die Seal Check Funktion, die Bedienerverwaltung und der Wartungszähler intuitiv bedient werden. Die direkte PC-Anbindung des Siegelgeräts ermöglicht die leichte Protokollierung des Siegelprozesses und erhöht so die Sicherheit für Praxis und Patient. Das Folienschweißgerät von MELAG bietet zwei USB-Schnittstellen zur Datenübertragung, ein USB-Stick ist bereits im Verpackungsinhalt inbegriffen. Der ebenfalls enthaltene Rollenhalter "deluxe" von MELAG spart Platz und erleichtert die Arbeit mit dem Siegelgerät im Praxisalltag.

Hinweis: Mit diesem Folienschweißgeräte können keine Folien mit Seitenfalte versiegelt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 24 cm x 41,5 cm x 15 cm

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 300 W

Validierbarkeit: Validierbar

Verbindung: USB

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Siegelnahtbreite: 10 mm

Siegelnahtlänge: 27,5 cm

Siegelzeit: 3 Sekunden