



SARAYA STÄNDER IS-9000 FÜR SARAYA SPENDER

höhenverstellbar

Artikelnummer: 201290

Hersteller: Saraya

UVP: 132,04 €

Preis: 73,10 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Ständer IS-9000 von SARAYA kann mit den Spendern ADS-500/1000 (Art.-Nr. 201266), UD-9000 (Art.-Nr. 201267 und 201268) und GUD-1000 (Art.-Nr. 201265) genutzt werden. Der Ständer bietet die Möglichkeit, oberhalb des Spenders Werbung anzubringen oder eine Anleitung zur Desinfektion der Hände. Die Höhe kann individuell zwischen 131 und 170 Zentimetern angepasst werden, dadurch kann der Ständer und der damit benutzte Spender von Kindern und Erwachsenen verwendet werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör