



BDPRO SET ZUR STERILISATIONSKONTROLLE

Entlüftungstest als Alternative zu herkömmlichen Bowie-Dick-Tests

Artikelnummer: 202450

Hersteller: Key Surgical

Preis: 242,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das BDpro Set ermöglicht die einfache und zuverlässige Routinekontrolle mittels Prüfkörper gemäß der DIN EN ISO 17665-1 und den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Mit dem Prüfsystem können sichere Aussagen zur Entlüftung, Dampfqualität und Dampfdurchdringung in Hohlkörpern getroffen werden. Der Entlüftungstest BDpro kann hier als Alternative zu herkömmlichen Bowie- und Dick-Tests genutzt werden.

Die 6-Stufen-Indikatoren werden zur Routinekontrolle des Sterilisationszyklus bei 134°C für 3,5 Minuten genutzt. Das speziell konzipierte Indikatorsystem entspricht DIN EN ISO 11140-1 Typ 2 und die Indikatorstreifen weisen eine hohe Farbstabilität sowie besonders gute selbstklebende Eigenschaften auf, die eine einfache Nachweisführung ermöglichen. Die Konstruktion des langlebigen

Prüfkörpers simuliert ein verschachteltes MIC-Instrument und stellt so einen idealen Praxisbezug her. Zusätzlich enthalten ist ein Selbsttest zum Nachweis einwandfreier Funktionalität des Prüfkörpers.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 17665-1;DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 2