



## **BROWNE MVI-DAMPFINDIKATOR 250 STÜCK**

entspricht DIN EN ISO 11140-1, Typ 4

Artikelnummer: 200713

Hersteller: Steris Browne

**Preis: 19,24 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die MVI-Dampfindikatore von BROWNE werden in Siebschalen, Pakete oder Beutel gegeben, um nachzuweisen, dass der Dampf während des Sterilisationszyklus bis zur Indikatorposition vorgedrungen ist. Ist das der Fall, verfärbt sich der Indikator von weiß zu schwarz. Auf diese Weise wird das Sterilisationsergebnis verifiziert. Die enthaltene Tinte ist bleifrei und ungiftig, was die Anwendung sicher und umweltfreundlich macht. Der Indikator entspricht DIN EN ISO 11140-1, Typ 4.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 4

geeignet für Sterilisationsart: Ethylenoxid