



BROWNE PROTEINNACHWEISTEST RESI-TEST (PEN) 25 STÜCK

Restproteinbestimmungstest

Artikelnummer: 200742

Hersteller: Steris Browne

Preis: 97,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Resi-Test (Pen) von BROWNE ist ein Proteinnachweistest zur routinemäßigen Kontrolle der medizinischen Instrumente auf Restproteine und ergänzt damit die tägliche Sichtkontrolle nach der maschinellen Vorreinigung im Thermodesinfektor. Dazu wird der Reinigungsindikator aus dem Röhrchen entnommen, mit der wattierten Spitze streichen Sie über die Instrumentenoberfläche. Der Indikator wird wieder ins Röhrchen eingebracht, die Indikatorflüssigkeit aktiviert und der Test für fünf bis zehn Sekunden geschüttelt. Danach ist das aussagekräftige Testergebnis ablesbar.

Der Resi-Test bietet viele Vorteile in der Nutzung, so wird lediglich der Test-Stift selbst benötigt und der Anwender kommt mit keinerlei Chemikalien in Kontakt, was höchste Sicherheit gewährleistet. Das Ergebnis ist innerhalb weniger

Sekunden verfügbar und lässt sich durch den deutlichen Farbwechsel sicher bestimmen. Der Test reagiert bereits auf ein Mikrogramm Restprotein und ist daher besonders zuverlässig. Die Entsorgung kann über den regulären Restmüll erfolgen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator