



BROWNE STERILISATIONSKONTROLLRÖHRCHEN TYP 4 BLAUER PUNKT

zur Heißluftsterilisation, 100 Stk.

Artikelnummer: 200723

Hersteller: Steris Browne

Preis: 42,55 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Sterilisationskontrollröhrchen von BROWNE werden zur Überprüfung der Sterilisationsbedingungen genutzt. Sie sind ein wirksames und sofort auswertbares Sichtprüfmittel, der Farbumschlag signalisiert die erfolgreiche Sterilisation. Die Röhrchen mit blauem Punkt sind geeignet für die Prüfung von Heißluftsterilisation, bei einer Temperatur von 180°C für zwölf Minuten. Die Kontrollröhrchen entsprechen DIN EN ISO 11140-1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 4

geeignet für Sterilisationsart: Heißluft