



HAWO DUPLEXETIKETTEN (S UND EO) FÜR VALIPRINT

1000 Stück, zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 201571

Hersteller: hawo

Preis: 133,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Duplexetiketten werden mit dem Etikettendrucker Valiprint von HAWO genutzt. Die Etiketten (S und EO)) werden mit Dampfsterilisatoren oder Ethylenoxidsterilisatoren eingesetzt und entsprechen DIN EN ISO 11140-1, Klasse 1. Die Duplexetiketten können nach der Behandlung in die Patientenakte eingeklebt werden, wodurch optimale Rückverfolgbarkeit und ein einfacher Praxis-Workflow ermöglicht werden. Der Farbumschlag für die Dampfsterilisation erfolgt von rosa nach braun, der für Ethylenoxid von weiß nach gelb und zeigt so deutlich eine erfolgreiche Sterilisation an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Abmessungen Tx Bx H: 3,3 cm x 5,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 1