



MEDI PACK SEAL CHECK TESTSTREIFEN 100 STÜCK

entspricht DIN EN ISO 11607-2

Artikelnummer: 201351

Hersteller: Medi Pack

Preis: 27,59 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Seal Check Teststreifen von Medi Pack dienen der täglichen Überprüfung Ihres Siegelgerätes und entsprechen DIN EN ISO 11607-2. Bei einer täglichen Anwendung wird so sichergestellt, dass das Siegelgerät optimal arbeitet und die Siegelnähte dadurch ordnungsgemäß verschlossen sind.

Ist der Teststreifen vollflächig verfärbt, zeigt dies eine korrekte Verschmelzung der Folien- mit der Papierschicht. Sind die Siegeltemperaturen nicht ausreichend, die Schweißschienen verschlissen oder der Anpressdruck mangelhaft, wird dies auf dem Teststreifen sichtbar.

Auf dem Teststreifen können nach erfolgreicher Prüfung die Nummer des Siegelgerätes, Standort, Datum, Freigabe und Bemerkungen notiert werden, dies ermöglicht eine nachvollziehbare Dokumentation für den Praxisalltag.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Seal Check

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-2