



MEDI PACK WASH CHECK REINIGUNGSINDIKATOREN 100 STÜCK

Einwegtests zur Reinigungskontrolle im RDG

Artikelnummer: 202999

Hersteller: Medi Pack

UVP: 159,00 €

Preis: 127,42 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Wash Check Indikatoren von Medi Pack sind Einwegtests, die zur Reinigungskontrolle in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten genutzt werden. Das chemische Testsystem erfüllt AAMI DIN ISO 15883-5 und ist sehr einfach anzuwenden.

Das Indikatorplättchen wird in die Halterung aus rostfreiem Edelstahl (separat erhältlich, Art.-Nr. 202998) eingeschoben; das zusammengefügte Testsystem wird in das Reinigungs- und Desinfektionsgerät gelegt oder eingehängt. Nach Ablauf des Programmes kann die Auswertung erfolgen, indem das Reinigungsergebnis überprüft wird. Das optimale Ergebnis wurde erzielt, wenn die ehemals rote Testfläche farblos (klar) ist.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Medi Pack Wash Check Halterung

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: AAMI DIN ISO 15883-5