



MEDICHECK GEBRAUCHSFERTIGER PROTEINNACHWEISTEST, 25 STÜCK

zum Nachweis von Resteiweißen auf Oberflächen und Instrumenten

Artikelnummer: 202001

Hersteller: Key Surgical

Preis: 122,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der gebrauchsfertige MediCheck Proteinnachweistest wird zum Nachweis von Resteiweißen auf Oberflächen von aufzubereitenden Instrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Ultraschallgeräten oder auf den Geräteflächen selbst verwendet. Er ist normkonform gemäß EN 15883 und hat bei Raumtemperatur eine Sensitivität von 10µg Restprotein, bei Inkubation sogar von nur 1µg Restprotein.

Um diese Reste nachzuweisen, wird die zu überprüfende Fläche mit dem Tupfer abgestrichen und im Anschluss in die Hülse des Stiftes zurück gesteckt. Anschließend wird das „Bruchventil“ zur Seite gedrückt, damit die Indikatorflüssigkeit nach unten laufen kann, um das Teststäbchen zu benetzen,

wobei eine Verfärbung entsteht. Nachdem der Stift 15 Minuten liegen gelassen wurde, kann der Farbumschlag beurteilt und das Ergebnis ermittelt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883