



## MELAG BARCODE-ETIKETTENDRUCKER MELAPRINT 80

zur Dokumentation mit Chargendaten

Artikelnummer: 207077

Hersteller: Melag

UVP: 999,00 €

**Preis: 849,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Etikettendrucker MELAprint 80 ist netzwerkfähig und ermöglicht so die direkte Kommunikation mit den Autoklaven Careclave und den Vacuclaves 550, 118, 123, 318 und 323 und der Software MELAtrace von MELAG. Hierzu wird er direkt an die USB-Schnittstelle der Sterilisatoren angeschlossen oder in das bestehende Praxis-Netzwerk und MELAtrace eingebunden.

Nach Freigabe der erfolgreichen Sterilisation am Bildschirm des Autoklaven wird der Ausdruck von Etiketten zur Kennzeichnung der verpackten Instrumente im MELAprint 80 ausgelöst. Ein zusätzlicher PC im Aufbereitungsraum und externe Software ist bei einer direkten Anbiendung des MELAG MELAprint 80 nicht nötig.

Auf den Etiketten sind Informationen über das Gerät und Sterilisationsprogramm, das Sterilisationsdatum, die Tages-, Gesamtcharge und die Lagerfrist des sterilisierten Instruments vermerkt. Zusätzlich finden sich dort die Personalnummern der Personen, die die Sterilisation gestartet, Instrumente zur Anwendung freigegeben und das Etikett ausgedruckt haben. Zur komfortablen digitalen Dokumentation in Ihrer Praxis wird ebenfalls ein Barcode gedruckt..

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Drucker

Stromversorgung: 220-240 V

Farbe: weiß

Passend für: Careclave; Vacuclave-Modelle

Material: Kunststoff