



## MELAG DRUCKERKABEL FÜR MELAPRINT 40/42

zum Anschluss an MELAG-Geräte

Artikelnummer: 113209

Hersteller: Melag

**Preis: 32,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Protokoll-Drucker MELAprint 40 und 42 dienen zur Chargendokumentation und Protokollausgabe von vielen MELAG-Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Siegelgeräten und Autoklaven. Das Druckerkabel von MELAG dient dem Anschluss des Protokolldruckers an das Gerät. So kann der Drucker Gerätedaten empfangen und diese ausgeben. Sollte das bei der Lieferung des Druckers inbegriffene Kabel einmal ersetzt werden müssen, kann der Austausch mit diesem Original-Ersatzteil erfolgen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: MELAprint 40;MELAprint 42

Selbstklebend: Nein