



MELAG ETIKETTEN FÜR MELAPRINT 60/80, WEIß

zweifach klebend, 6 Stk.

Artikelnummer: 200152

Hersteller: Melag

UVP: 218,00 €

Preis: 195,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Etikettendrucker MELAprint 60 ermöglicht die direkte Kommunikation mit den Autoklaven der Premium-Klasse, der Cliniclave-Serie und der Software MELAtrace von MELAG und druckt Etiketten zur Kennzeichnung der verpackten Instrumente mit wichtigen Prozessinformationen. Die Ersatzrollen sind mit 1000 weißen Etiketten bestückt und werden eingelegt, wenn die vorherige Rolle aufgebraucht ist. Der Tausch ist einfach und schnell zu bewerkstelligen. Die doppelt klebenden Etiketten werden für die manuelle Dokumentation genutzt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: MELAprint 60;MELAprint 80

Material: Papier

Selbstklebend: doppelt klebend