



MELAG FAST ETHERNET SWITCH

zur Verbindung mehrerer Netzwerkgeräte

Artikelnummer: 200147

Hersteller: Melag

UVP: 59,00 €

Preis: 54,71 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der 5-Port Gigabit Ethernet Switch ermöglicht eine einfache Aufrüstung eines bestehenden Netzwerkes auf bis zu zehnmals schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten. Über die fünf Ports können mehrere Netzwerkgeräte verbunden werden. Das modern gestaltete Gerät ist sofort betriebsbereit und erbringt zuverlässige Leistung. Der integrierte Energiesparmodus setzt ein, wenn das Gerät nicht genutzt wird.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß