



MELAG MELACONTROL PRO HELIX-PRÜFKÖRPERSYSTEM

Dauerprüfkörper nach EN 867-5, inkl 40 Indikatorstreifen

Artikelnummer: 200165

Hersteller: Melag

UVP: 273,00 €

Preis: 238,88 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

MELAcontrol PRO ist ein Dauerprüfkörper nach EN 867-5 von MELAG zur Chargenkontrolle und Funktionsprüfung von „Klasse B“-Autoklaven und Cliniclave 45. Durch die Europa-Norm EN 867-5 wird die sogenannte Helix definiert. Diese ist ein Prüfkörper für B-Klasse-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumenten simuliert.

Der Einsatz eines Helix-Prüfkörpers wird zur Kontrolle von Chargen bei der Aufbereitung von sogenannten "Kritisch B"-Instrumenten gefordert. Die Aufbereitung findet bei 134 bis 137°C für dreieinhalb Minuten statt.

In den Prüfkörper wird ein Indikatorstreifen eingelegt, dieser zeigt nach erfolgreicher Aufbereitung einen deutlichen Farbumschlag. Ist der Indikatorstreifen verfärbt oder nicht vollständig umgefärbt, hat eine unzureichende Luftentfernung und Dampfdurchdringung stattgefunden. Hinweis: Nach jeweils 250 Tests muss die Dichtung der Verschlusskappe ausgetauscht werden. Eine solche Dichtung liegt dem Nachfüllpack Indikatoren jeweils bei.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;EN 867-5

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B