



MELAG HELIX-TEST MELACONTROL PRAXIS-SET

Indikator und Chargenkontroll-System, inkl 250 Teststreifen

Artikelnummer: 200164

Hersteller: Melag

UVP: 216,00 €

Preis: 195,84 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Helix-Testsystem MELAcontrol von MELAG ist ein Prüfkörper nach EN 867-5 und wird zur Chargenkontrolle und Funktionsprüfung von B-Klasse-Autoklaven und dem Cliniclave 45 genutzt. Der Prüfkörper simuliert hierbei die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörperinstrumenten. Daher ist der Einsatz eines Helix-Prüfkörpers bei der Aufbereitung von „Kritisch B“-Instrumenten zur Kontrolle von Chargen gefordert. Das Prüfsystem wird zur Chargenkontrolle mit in die Aufbereitungskammer gelegt, die Sterilisation muss hierbei bei 134 bis 137°C für dreieinhalb Minuten stattfinden. Danach wird der in die Helix eingelegte Indikatorstreifen auf

vollständigen Farbumschlag geprüft. Wenn die in der Packung enthaltenen 250 Indikatorstreifen verbraucht sind, muss der alte Prüfkörper entsorgt und ein neuer angeschafft werden, um volle Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Hinweis: Für Anwender mit häufigerem Gebrauch bietet MELAG mit MELAcontrol PRO einen wiederverwendbaren Dauerprüfkörper an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1;EN 867-5

Indikatorklasse: Klasse 2

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B