



MELAG MELACONTROL TYPE 5

bestehend aus 250 Indikatorstreifen

Artikelnummer: 207934

Hersteller: Melag

UVP: 37,00 €

Preis: 34,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Indikatoren dienen der Überprüfung der Sterilisationsbedingungen Dampf, Temperatur und Zeit. Ein Indikator kann sowohl verpackten Instrumenten beigelegt oder direkt im Kessel platziert werden. Bei Einhaltung der Sterilisationsbedingungen schlagen die Indikatoren bei 121 °C nach 16,5 min. oder bei 134 °C nach 5,3 min. um. Die Indikatoren sind genormt nach EN ISO 11140-1.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator