




MELAG MELANET BOX

automatische Dokumentation im Praxis-Netzwerk

Artikelnummer: 200155

Hersteller: Melag

UVP: 780,00 €

Preis: 699,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die MELAnet Box ist für die Netzwerkeinbindung mit der Profi-Klasse, der S-Klasse und dem MELAquick 12+ konzipiert. Hier ermöglicht sie ein einfaches Übertragen Ihrer Prozessdokumentation direkt in Ihr Praxisnetzwerk und dadurch eine automatische, komfortable Dokumentation aller wichtigen Parameter. So wird Ihr Praxisalltag erleichtert und die kontrollierte Aufnahme Ihrer Daten gesichert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220-240 V

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;MELAtronic 15 EN+;MELAtronic 23 EN

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate

Verbindung: Netzwurkkabel