



## MESALABS CI- INTEGRAPH MEHR-STUFEN-INDIKATOR KLASSE 5

zur Überwachung der Dampfsterilisation, DIN EN ISO 11140-1

Artikelnummer: 201072

Hersteller: MesaLabs

**Preis: 68,74 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der CI-Integrgraph von MesaLabs ist ein Mehr-Stufen-Indikator der Klasse 5 zur Überwachung der Dampfsterilisation gemäß DIN EN ISO 11140-1. Der Indikator integriert die Parameter Dampf, Temperatur und Zeit und ist geeignet für die Sterilisation bei 121°C bis 134°C. Der CI-Integrgraph ist optimiert für Strömungsverfahren und reduziertes Vakuum.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Indikatortyp: Sterilisationsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-1

Indikatorklasse: Klasse 5

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse S