



PEREG ENDOSWAB, 10 STÜCK

zur Anwendung von HemoCheck S oder Pyromol-Test

Artikelnummer: 201142

Hersteller: PEREG

Preis: 63,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

EndoSwabs sind Hochleistungs-, Reinigungs- und Testbürsten für flexible Endoskope. Sie basieren auf stark absorbierenden Polyesterfasern, die Schmutz aus dem Endoskopkanal absorbieren und transportieren. Gleichzeitig gleiten Nylonborsten leicht durch schleimige Ablagerungen. EndoSwabs können für die manuelle Vorreinigung von flexiblen Endoskopen sowie zum Testen der Sauberkeit der Kanäle verwendet werden. Die 2,3 Meter langen Swabs können ebenfalls mit Pyromol-E und HydroCheck-E Tests angewendet werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

Indikatortyp: Sterilisationsindikator