



PEREG HYDROCHECK-E TEST KIT

Test auf Wasserrückstände im Endoskopkanal

Artikelnummer: 202533

Hersteller: PEREG

Preis: 64,72 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Endoskope müssen völlig trocken gelagert werden, daher ist es besonders wichtig, dass sie vollständig austrocknen, um die Lebensdauer sowie die Hygiene langfristig zu erhalten. HydroCheck-E ist ein Test, der bereits geringe Mengen Wasser im Endoskopkanal nachweist. Das einfach zu handhabende Test Kit bietet ein sofortiges, deutliches Ergebnis.

Bereits 0,05 µl Wasser werden zuverlässig nachgewiesen, somit wird optimale Trocknung gesichert. Das absorbierende Prüfstäbchen weist über einen deutlichen Farbumschlag zu violett vorhandene Wasserrückstände sicher und gut erkennbar nach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Sterilisationsindikator