



## **PEREG PROTEINNACHWEISTEST PYROMOL TEST-KIT, 20 STÜCK**

für chirurgische Instrumente und Oberflächen, ISO 15883

Artikelnummer: 201135

Hersteller: PEREG

**Preis: 98,13 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Pyromol Test ist ein einfach zu handhabender Indikator-Test um Resteiweiße auf chirurgischen Instrumenten und Oberflächen aller Art nachzuweisen. Dieser erkennt auch denaturierte und chemisch veränderte Proteinreste. Die blaue Färbung tritt ab 1 µg Protein ein.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883