



PEREG TOSI-FLEXICHECK, 25 STÜCK

Edelstahlplättchen mit kombinierter Testanschmutzung

Artikelnummer: 201127

Hersteller: PEREG

Preis: 106,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

TOSI-FlexiCheck wird zur Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG-E's nach DI EN ISO 15883 verwendet. FlexiCheck überprüft die Leistung der Maschine und der Reinigungsschemie. Da flexible Endoskope meist mit Sekret und Blut kontaminiert sind, weisen die FlexiCheck-Teststreifen zwei verschiedene Testanschmutzungen auf, mit denen sich die Ablösung von Blut und Polysacchariden testen lässt. Die visuelle Kontrolle bietet ein schnelles und eindeutiges Ergebnis.

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883