



## **PEREG TOSI-LUMCHECK, 25 STÜCK**

Edelstahlplättchen mit TOSI-Prüfanschmutzung

Artikelnummer: 201124

Hersteller: PEREG

**Preis: 70,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

TOSI-LumCheck wird zur Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten oder Ultraschallreinigungsgeräten nach DIN EN ISO 15883 verwendet. Die Teststreifen simulieren hierbei eine Kontaminierung mit Blut, die Testanschmutzung verhält sich praxisgerecht und gewährleistet bei vollständiger Entfernung einen optimalen und effektiven Reinigungsprozess. Wird die Testanschmutzung nicht gänzlich entfernt, wird auch Blut im Reinigungsprozess nicht vollständig entfernt. Der Test zeigt so nicht nur ein Ja oder Nein-Ergebnis für die Reinigungsleistung an, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 15883