




EURONDA ERSATZROLLE ETIKETTENDRUCKER 5 STÜCK E8/ E9/ E10

passend für Print Set 2

Artikelnummer: 200419-5

Hersteller: Euronda

Preis: 44,49 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Papierrolle ist kompatibel mit dem Etikettendrucker der Geräte E8, E9 und E10 von EURONDA, die mit dem Print Set 2 ausgestattet sind. Die Druckerrolle stellt selbstklebende, einzeln ablösbare Dokumentationsetiketten her, die wieder ablösbar sind und sich so mehrmals verwenden lassen, beispielsweise zum Umlieben von verwendeten Sterilgutverpackungen auf einen Dokumentationsbogen.

Als weitere praktische Funktion zeigt ein gekennzeichnetes Etikett an, wenn nur noch wenige Etiketten auf der Rolle sind und macht so frühzeitig auf einen Wechsel der Rolle aufmerksam. Der Rollenwechsel ist sehr einfach und erfolgt nur durch Herausnehmen der alten und Einsetzen der neuen Rolle direkt am Autoklaven.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Print-Set 2

Material: Papier