



EURONDA ERSATZROLLE THERMO-PAPIERDRUCKER E9 INSPECTION

passend für E7/ E9 Inspection/ E9 Recorder bis Bj. 2012

Artikelnummer: 200417

Hersteller: Euronda

Preis: 5,90 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Papierrolle ist kompatibel mit dem Thermopapierdrucker der Baureihen E7, E9 Inspection und E9 Recorder bis Baujahr 2012 der Firma EURONDA. Die Rolle ist zehn Jahre haltbar. Die Ersatzrolle sichert eine unterbrechungsfreie Arbeit in der Praxis und stellt optimale Arbeitsabläufe sicher.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Inspection

Material: Papier