



EURONDA PRINT SET 2 ETIKETTENDRUCKER INTERN

für EURONDA Autoklaven E8, E9 Next und E10

Artikelnummer: 200504

Hersteller: Euronda

UVP: 474,00 €

Preis: 394,84 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der interne Etikettendrucker von EURONDA kann einfach und schnell in die Autoklaven E8, E9 Next und E10 eingebaut werden. Durch den Einbau direkt im Gerät sparen Sie Platz und zusätzlichen Kabelaufwand. Der Drucker erzeugt Barcode-Etiketten und Klebeetiketten zur Kennzeichnung der Sterilgutcharge nach der Sterilisation. Auf dem Ausdruck sind alle wichtigen Informationen für die Dokumentation festgehalten. Die Druckeinstellungen können Sie bequem und komfortabel am Touch-Display vornehmen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22
Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate