



HAWO VERIDOC SYSTEM

vierteiliges Komplettsset

Artikelnummer: 201577

Hersteller: hawo

UVP: 1.990,00 €

Preis: 1.845,03 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das HAWO VeriDoc ist das neue System zur Kennzeichnung und Dokumentation von Instrumentenverpackungen. Über die PrintBox von HAWO, einen Kompaktdruckserver, werden die eingelesenen Daten des ValiScan Barcodescanners an den angeschlossenen Etikettendrucker ValiPrint übertragen und gedruckt. Die Etiketten können problemlos auf verschließbaren Beuteln und Rollen, verpackten Sets oder wiederverwendbaren Behältern angebracht werden. Das VeriDoc System ist damit die perfekte Ergänzung zu bereits vorhandenen Siegelgeräten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Farbe: weiß